

2011年版「総合検査案内」 レイアウト等の改訂に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社 2011 年版「総合検査案内」につきまして、掲載情報の改訂の他、先生方のご要望・ご意見を反映させていただくよう見直しを行いました結果、次のように変更させていただくことになりましたのでお知らせ申し上げます。

何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹 白



● 2011 年版「総合検査案内」の主な改訂ポイント

- 各項目の掲載事項やレイアウトを変更させていただきました。
 - ①従来は「備考」としていた欄を「採取条件・提出条件・備考」とし、掲載位置を保存条件の後ろに移しました。
 - ②所要日数を中央部分に移し、縦書きに変更いたしました。
 - ③各項目の「区分」を、左端に縦で配置しました。
 - ④採取容器を各ページ下欄にも掲載しました。
- 索引の掲載事項やレイアウトを変更させていただきました。
 - ①「見出しカラム」をページ上部に移しました。
 - ②「掲載ページ」の数字表記を斜体太字にいたしました。
 - ③従来「I、II～」とローマ数字で掲載していたページ数表記を、「索引」と「ご利用の手引き」に分け、それぞれ「索引ー1～26」、「手引きー1～8」のようにアラビア数字で掲載いたしました。
- 項目の掲載分野等を見直し、掲載ページを一部変更させていただきました。

例えば、ホルモン・ビタミン類は従来、「ホルモン・ビタミン」としておりましたが、今回ホルモンは「内分泌学的検査」とし、ビタミンは「生化学的検査」に分けました。
自己抗体については、分野内で主な関連疾患でまとまるように配置しました。
- 掲載項目を増やしました。

お問い合わせを多くいただいた項目や、以前より別冊版に掲載・ご紹介しておりました項目をまとめて掲載させていただきました。
- 「研究検査」、「環境検査」は、臨床使用とは目的が異なる点を考慮し、別ページに分けて掲載させていただきました。

※ 改訂内容の詳細と対象項目につきましては、次ページ以降の図・一覧をご参照下さい。

● 掲載事項の配置レイアウト

■ 従来の表示

コード No.	検査項目 統一コード	検体必要量 (mℓ)	容器	保存	検査方法	基準値	実施科 判断科	備考	所要 日数
蛋白・窒素化合物									
401	総蛋白 (TP) 3A010-0000-023-271	血清0.5	B-1 ↓ S-1	冷蔵	比色法 (Biuret法)	6.5~8.2 g/dℓ	生1 ※1		1~2

■ 2011年版の表示

区分	コード No.	検査項目 統一コード	検体必要量 (mℓ)	容器	保存	採取条件	提出条件	備考	所要 日数	検査方法	基準値	実施科 判断科
蛋白	401	総蛋白 (TP) 3A010-0000-023-271	血清0.5	B-1 ↓ S-1	冷蔵				1 2	比色法 (Biuret法)	6.5~8.2 g/dℓ	生1 ※1

● 新規受託開始項目

既報Informationにてお知らせしました新規受託項目・研究検査項目を、一覧(4 ページ)にお示しいたしました。

● 掲載内容を改訂した項目

既報Informationにてお知らせしました検査内容の変更や、所要日数の見直し等により、内容を一部改訂させていただきました。詳細は一覧(4~9 ページ)にお示しいたしました。

● 掲載から削除した項目

既報Informationにてお知らせしました受託中止項目を、一覧(10 ページ)にお示しいたしました。

● 新たな掲載項目

お問い合わせを多くいただいた項目や、以前より別冊版に掲載・ご紹介しておりました項目を併せて一覧(11 ページ)にお示しいたしました。

● 全体の変更

	新	従来
1. 分類方法(大分類) * 大分類に併せて 区分も変更	「生化学的検査」 「生化学的検査(薬剤)」 「内分泌学的検査」 「免疫学的検査(腫瘍マーカー)」 「免疫学的検査(血漿蛋白)」 「免疫学的検査(免疫グロブリン・他)」 「免疫学的検査(免疫血液学的検査・自己抗体)」 「移植関連検査」 「免疫学的検査(自己免疫関連検査)」 「免疫学的検査(感染症)」 「免疫学的検査(ウイルス)」 「免疫学的検査(細胞性免疫)」 「免疫学的検査(細胞機能検査)」 「血液学的検査」 「一般検査」 「微生物学的検査」 「染色体・遺伝子関連検査」 「病理学的検査(病理組織検査)」 「病理学的検査(細胞診)」 「新規項目」 「研究検査」 「環境検査」	「生化学的検査」 「生化学的検査(ホルモン)」 「免疫学的検査・血清学的検査(腫瘍マーカー)」 「生化学的検査(薬剤)」 「免疫学的検査・血清学的検査」 「血液学的検査」 「一般検査」 「微生物学的検査」 「染色体検査」 「遺伝子関連検査」 「病理学的検査」 「研究検査項目」 「新規検査項目」
2. 並び順の整理	大分類の並びは極力崩さず、検査目的が近いものを並べて整理。	当社の受託形態に沿った並び順

● その他

1. ご利用の手引き

- ①「緊急報告を行う検査項目」：結核菌群核酸同定／リアルタイムPCR、マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定／リアルタイムPCR、尿中レジオネラ抗原、麻疹IgM-EIA（血清）、風疹IgM-EIA（血清）の5項目を追加
- ②「ヒト遺伝子倫理指針対象検査項目のご依頼」：新規掲載
- ③「検体検査料」：インタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PINP)、I型プロコラーゲン-C-プロペプチド、I型コラーゲンCテロペプチド、血清中HER2タンパク、血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体の5項目を追加

2. 参照資料

- 「アミノ酸分析基準値」：巻末からアミノ酸分析項目の隣のページに移動
- 「負荷コード一覧」：本文中の負荷親子コード表示をまとめて、他の負荷ポイントを含めて一覧で表示
- 「有機溶剤健康診断」：巻末から該当項目ページに移動
- 「鉛健康診断」：巻末から該当ページに移動
- 「特定薬剤治療管理料」：最新の規定を追加し、巻末から章末に移動
- 「(参考)各薬剤の採血時間」：新規掲載
- 「ウイルス分離、ウイルス同定について」：巻末から該当項目とともに移動
- 「ウイルス検査一覧表 依頼コードNo.一覧」：巻末から章末に移動
- 「ウイルス抗体価解説」：新規掲載
- 「Single-color解析による細胞表面マーカー検査」「Two-color解析による細胞表面マーカー検査」「任意の組合せによるTwo-color解析細胞表面マーカー検査」：巻末から該当項目の隣ページに移動
- 「疾患別骨髓像特殊染色参考項目について」：各骨髓像特殊染色項目とともに本文の骨髓像項目の該当ページに移動
- 「薬剤感受性試験」「感受性薬剤とその類似薬剤、商品名」：巻末から該当項目ページに移動
- 「蛍光抗体染色」：巻末から該当項目ページに移動
- 「リンパ節の前処理方法」：細胞性免疫項目の参照資料として新規掲載
- 「細胞分化抗原(抗体)に関する国際分類」：「抗ヒト白血球モノクローナル抗体の国際抗体分類」の内容を改定して掲載
- 「改正感染症法」：＜四種病原体＞部分に“新型インフルエンザ等感染症の病原体”を追加
- 「専用容器一覧」：「B-24」「F-8」「O-98」容器を新容器に差し替え、「B-33」等の新規容器を掲載
- 「検体の採取・容器およびご提出方法」等：説明文を加筆

3. 採取時の補足コメントの記号化

- 「単独検体」：にして検体必要量欄に表示
- 「溶血不可」：にして保存欄に表示
- 「絶対凍結」：にして保存欄に表示
- 「開封厳禁」：にして保存欄に表示
- 「凍結不可」：にして保存欄に表示
- 「遮光」：にして保存欄に表示
- 「凍結厳禁」：にして保存欄に表示
- 「凝固不可」：にして保存欄に表示
- 「溶血注意」：にして保存欄に表示

4. 注釈記号の整理

欄外注釈に用いる記号を、説明内容ごとに整理

- ① コードNo.に関する説明：記号◇
- ② 採取・保存・提出・依頼に関する説明：記号◆
- ③ 採取・保存・提出・依頼に関する説明(特に注意を要する事項)：記号(注)
- ④ 検体必要量に関する補足：記号#
- ⑤ 基準値、データ、単位に関する説明(一般的なもの)：記号○
- ⑥ 基準値、データ、単位に関する説明(特別なもの)：記号●
- ⑦ 保険点数(一般的なものグループ)：記号☆
- ⑧ 保険点数(強調される特別なものグループ)：記号★
- ⑨ 保険算定に関する注釈：記号※
- ⑩ その他の備考：記号(備)
- ⑪ 補足の記号：記号*

新規受託開始項目

新検査案内 掲載ページ	項目コード	名称	BML Information No.
8	2230	リポ蛋白リパーゼ (LPL)	No.2011-7
28	1217	PINP (インタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド)	No.2011-4
50	1317	ProGRP-血漿 (ガストリン放出ペプチド前駆体)	No.2010-16
73	2198	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	No.2011-1
124	2547	HCVコア蛋白-HS	No.2011-5
170	2645 } 2647	胃癌HER2 / IHC	No.2011-9

参照資料中の新規項目

66	1636	特異的Ig-E ω-5グリアジン	No.2010-19
66	1637	特異的Ig-E カシューナッツ	No.2010-19
66	1638	特異的Ig-E マラセチア(属)	No.2010-19
67	9088	特異的Ig-E スクリーニング16項目セット 鼻炎・喘息16	No.2010-21
67	9089	特異的Ig-E スクリーニング16項目セット 小児アレルギー16	No.2010-21
67	9090	特異的Ig-E スクリーニング16項目セット 成人アトピー16	No.2010-21
67	9091	特異的Ig-E スクリーニング16項目セット 食物アレルギー16	No.2010-21
148	8996	薬剤感受性試験 テビペネム・ピボキシル(TBPM-PI)	No.2010-15

研究検査の新規項目

132	6184	アレルギー特異的リンパ球刺激試験 ALSTκカゼイン	No.2011-2
132	6185	アレルギー特異的リンパ球刺激試験 ALSTラクトフェリン	No.2011-2
132	6186	アレルギー特異的リンパ球刺激試験 ALSTαラクトアルブミン	No.2011-2
225	1627	IL28B 遺伝子多型解析	No.2010-18

掲載内容を改訂した項目

新検査案内 掲載ページ	旧検査案内 掲載ページ	項目名称	新項目 コード	変更部分	新	旧	BML Information No.
11,28	28	TRACP-5b (酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b)	6139	基準値	M:170～590 F(YAM:若年者成人平均値): 120～420 mU/dl	M:170～590 閉経前女性:120～440 〃 (30～44歳) :120～420 閉経後女性:250～760 mU/dl	No.2010-17
29	35	アブリンジン	3553	検体必要量 検査法	血清0.2または血漿0.2 LC-MS/MS法	血清0.3または血漿0.3 HPLC法	No.2010-17
64	39	免疫グロブリン Ig-D	784	検査法 基準値	ラテックス凝集比濁法 12.6以下 mg/dl	ネフェロメトリー法 13.8以下 mg/dl	No.2011-3
68	43	血小板表面IgG(PA-IgG) (血小板関連IgG)	4333	基準値 所要日数	27.6未満 ng/10 ⁷ PLT 4～6	25.0以下 ng/10 ⁷ PLT 4～7	No.2011-3
85	54	アスペルギルス抗体	717	保存 検体必要量 所要日数	冷蔵 血清0.3 3～5	凍結 血清0.5 5～8	No.2010-17
87	92	クロストリジウム・ディフィシル毒素 (C.ディフィシル毒素)	8606	検査法	EIA法	イムノクロマトグラフィー法	No.2011-3
227	117	IL-5 (インターロイキン-5)	1373	項目コード 検体必要量 基準値	1373 血清0.5 4未満 pg/ml	1851 血清0.9 8未満 pg/ml	No.2010-17
48	118	アディポネクチン	3157	検体必要量 検査法 基準値 所要日数	血清0.5 ラテックス凝集比濁法 4.0以上 μg/ml 2～8	血清0.2 EIA法 なし 5～12	No.2011-3
227	119	IFN-γ (インターフェロン-γ)	5892	基準値	7.8未満 pg/ml	15.6未満 pg/ml	No.2010-17
227	119	IFN-γ産生能 (インターフェロン-γ産生能)	4245	基準値	空欄(設定せず)	16.2～358.0 ng/ml	

新検査案内頁	旧検査案内頁	項目名称	項目コード	変更部分 (及びその他の変更)	新	旧
60	2	Ⅳ型コラーゲン・7S	3957	所要日数	3～5	3～4
3	3	アミノ酸分析・血漿	551	所要日数	4～11	4～10
3	3	アミノ酸分析・髄液	7648			
3	3	アミノ酸分析・尿	85			
9	8	尿中ポルフォビリノゲン定量	74	所要日数	5～11	4～10
59	9	ミオシン軽鎖I	876	必要量	血清0.3	血清0.7
13	10	リパーゼ	502	所要日数	1～2	2～3
18	14	イオン化カルシウム(カルシウムイオン)	430	検体必要量	血清0.9	血清0.6
19	15	鉄(Fe)-尿	108	所要日数	4～10	3～8
20	15	銅(Cu)-血清	433	所要日数	1～2	2～3
20	15	銅(Cu)-尿	107	所要日数	4～10	3～8
21	16	総水銀(Hg)-血液	444	所要日数	3～23	3～22
21	16	総水銀(Hg)-尿	116			
21	16	クロム(Cr)-血液	446	所要日数	4～17	3～16
21	16	クロム(Cr)-尿	118			
34	16	金(Au)-血清	447	所要日数	3～9	3～8
34	16	金(Au)-尿	119			
34	16	総白金(Pt)(プラチナ)	3500	保存表示	絶対凍結	凍結
34	16	蛋白非結合型白金(Pt)(プラチナ)	3501			
25	17	イヌリン-血清	2224	所要日数	3～9	2～8
25	17	イヌリン-尿	2223			
25	17	イヌリンクリアランス	9118			
26	18	ICG試験 停滯率[肝機能テスト]	568	保存補足	冷蔵 遮光	冷蔵
26	18	ICG試験 消失率[肝クリアランステスト]	569			
37	21	抗利尿ホルモン(アルギニン・バゾプレッシン)(AVP, ADH)	2371 ◇	所要日数	4～7	4～6
43	22	アルドステロン-尿	183	所要日数	4～7	4～8
44	23	メタネフリン分画	184	検体必要量	酸性尿5.0 蓄尿	酸性尿6.0 蓄尿
41	24	PTH -C(副甲状腺ホルモン -C末端)	2291 ◇	所要日数	3～5	3～4
41	24	PTH -whole (副甲状腺ホルモン -whole)	3428	所要日数	3～5	3～4
41	24	PTH関連蛋白-インタクト (PTHrP-Intact)	1923	所要日数	4～7	5～7
45	25	エストリオール(E3)-血清	643	所要日数	9～15	8～14
46	26	テストステロン-尿	196	所要日数	4～10	3～9
46	26	遊離テストステロン	7791	所要日数	2～6	2～5
46	26	AMH(抗ミュラー管ホルモン)	3326	所要日数	3～7	4～14
15	29	ビタミンB1(チアミン)	574	所要日数	6～8	6～7
15	29	ビタミンB2-全血(リボフラビン)	3524	所要日数	3～7	4～7
15	29	ビタミンB2(リボフラビン)	575			
15	29	ビタミンB6	3775	所要日数	3～9	4～10
51	30	BCA225	7797	所要日数	2～3	2～4
52	31	DUPAN-2	4770	必要量	血清0.3	血清0.6
29	33	ジゴキシ	661	統一コード	3L765-0000-023-062	3L765-0000-023-024
33	33	アミカシン	3567	検査法表示	ラテックス凝集比濁法(KIMS法)	KIMS法
33	33	バンコマイシン	7707	所要日数	1～2	2～3
31	33	フェニトイン	663	統一コード	3L185-0000-023-062	3L185-0000-023-024
31	33	フェノバルビタール	664	統一コード	3L175-0000-023-062	3L175-0000-023-024
32	33	カルバマゼピン	666	統一コード	3L115-0000-023-062	3L115-0000-023-024
32	34	バルプロ酸ナトリウム	392	統一コード	3L195-0000-023-062	3L195-0000-023-024
29	35	キニジン	3592	検査法表示	ラテックス凝集比濁法(KIMS法)	KIMS法
30	35	コハク酸シベンゾリン	5881	所要日数	4～7	5～7
30	35	フレカイニド	7436	検体必要量	血清0.3	血清0.25
30	35	アミオダロン	6463	所要日数	5～8	5～11
34	36	テオフィリン	673	統一コード	3M070-0000-023-062	3M070-0000-023-024

新検査案内頁	旧検査案内頁	項目名称	項目コード	変更部分 (及びその他の変更)	新	旧
22	37	フェノール	695	所要日数	4 ～ 17	5 ～ 18
24	37	馬尿酸(トルエンの代謝物として)	1121	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
24	37	メチル馬尿酸(キシレンの代謝物として)	1101	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
22	37	赤血球遊離プロトポルフィリン (FEP; 鉛健診項目として)	2055	検体必要量	血液 1.4 (ヘパリン加血)	血液 1.9 (ヘパリン加血)
			2055	所要日数	3 ～ 16	3 ～ 17
58,61	41	尿中Ⅳ型コラーゲン	4400	検体必要量	尿 5.0 (早朝第一尿)	尿 2.0 (早朝第一尿)
71	44	抗 ds-DNA 抗体 IgG	770	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
71	44	抗 ss-DNA 抗体 IgG	696			
72	45	抗 RNP 抗体	4340			
72	45	抗 Sm 抗体	4341			
73	45	抗 Scl-70 抗体	4344			
73	45	抗セントロメア抗体	4404	所要日数	3 ～ 6	3 ～ 7
72	45	抗 SS-A/Ro 抗体	4342	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
72	45	抗 SS-B/La 抗体	4343			
74	45	リウマトイド因子 (RF) 定量	2490	所要日数	1 ～ 2	2 ～ 3
74	45	RAPA (リウマトイド因子 / PA 法)	703	所要日数	2 ～ 3	2 ～ 4
74	46	抗 CCP 抗体 (抗シトルリン化ペプチド抗体)	7901	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
74	46	C1q 結合免疫複合体 (IC-C1q)	5345	所要日数	3 ～ 5	3 ～ 6
47,76	46	抗 IA-2 抗体	5173	所要日数	3 ～ 9	3 ～ 10
40,75	47	サイロイドテスト (抗サイログロブリン抗体)	756	所要日数	2 ～ 3	2 ～ 4
40,75	47	マイクロゾームテスト (抗マイクロゾーム抗体)	757			
78	48	抗糸球体基底膜抗体 (抗 GBM 抗体)	4849	所要日数	2 ～ 5	2 ～ 6
77	48	抗カルジオリピンβ2GPI 複合体抗体 (抗 CL-β2GPI 複合体抗体)	4347	所要日数	3 ～ 5	3 ～ 6
78	48	PR3-ANCA (細胞質性抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体価) (C-ANCA)	9546	所要日数	2 ～ 3	2 ～ 5
78	48	MPO-ANCA (抗好中球細胞質抗体) (P-ANCA)	9545			
65	49	TARC	7958	所要日数	4 ～ 7	3 ～ 17
65	49	MAST-33	874	保存補足	冷蔵 溶血注意	冷蔵
79	50	FTA-ABS 法 定性	915	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 7
79	50	IgM-FTA・ABS 法 定性	910			
79	50	FTA-ABS 法 定量	920	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
82	51	ASK 価 (抗ストレプトキナーゼ価)	707	所要日数	2 ～ 3	2 ～ 4
82	51	百日咳菌抗体価 (半定量) 山口株 (新株)・東浜株 (旧株)	718	所要日数	3 ～ 5	3 ～ 7
88	51	エルシニア・エンテロコリチカ抗体	733	所要日数	3 ～ 6	4 ～ 9
83	51	肺炎マイコプラズマ抗体 / PA-血清	4993	所要日数	2 ～ 3	2 ～ 4
83	51	肺炎マイコプラズマ抗体 / PA-髄液	7568			
86	52	UBT / ユービット (尿素呼吸試験) 使用診断薬ユービット	2287	所要日数	3 ～ 4	3 ～ 5
86	52	UBT / ピロニック (尿素呼吸試験) 使用診断薬ピロニック	2722			
81	53	クラミジア (クラミドフィラ)・ニュー モニエ IgA 抗体	2885	所要日数	3 ～ 5	3 ～ 6
81	53	クラミジア (クラミドフィラ)・ニュー モニエ IgG 抗体	2893			
85	54	カンジダ抗原	5027	基準値表示	(-) 2 倍未満	(-)
85	54	クリプトコックス・ネオフォルマン ス抗原・血清	5074	所要日数	2 ～ 4	2 ～ 3
85	54	クリプトコックス・ネオフォルマン ス抗原・髄液	3520			
85	54	(1 → 3) -β-D-グルカン	2076	統一コード	5E151-0000-019-271	5E151-0000-022-271
85	54	プロカルシトニン (PCT)	5762	統一コード	5C215-0000-023-053	50215-0000-023-053

新検査案内頁	旧検査案内頁	項目名称	項目コード	変更部分 (及びその他の変更)	新	旧
100	63	EBウイルス IgG / EIA-血清	3828	所要日数	3～5	3～6
100	63	EBウイルス IgG / EIA-髄液	7093			
100	63	EBウイルス IgM / EIA-血清	3829	所要日数	3～5	3～6
100	63	EBウイルス IgM / EIA-髄液	7094			
102	63	日本脳炎(HI)(JaGAr株中山株)-血清	958	所要日数	4～10	4～9
102	63	日本脳炎(HI)(JaGAr株中山株)-髄液	7600			
102	63	パルボウイルスB19抗体IgG	3720	所要日数	2～3	2～4
102	63	パルボウイルスB19抗体IgM	3945			
220	63	パルボウイルスB19DNA定量／PCR	6946	必要量	血清0.5	血清0.9
120	64	HTLV-I抗体(ATLA抗体)	4985	基準値表示	血清5倍未満	血清5倍
120	64	HTLV-I抗体(ATLA抗体)	7580	基準値表示	髄液1倍未満	髄液1倍
120	64	HTLV-I抗体(ATLA抗体) (HTLV-1抗体価(半定量))	5061	基準値表示	血清16倍未満	血清16倍
120	64	HTLV-I抗体(ATLA抗体) (HTLV-1抗体価(半定量))	7596	基準値表示	髄液4倍未満	髄液4倍
120	65	HTLV-IプロウイルスDNA モノクロナリティー解析	6417	所要日数	14～22	20～25
122	65	HBs抗原／MAT (HBs抗原(定性、半定量))	739	所要日数	2～3	2～4
122	66	HBs抗体／PHA(HBs抗体(半定量))	743	所要日数	2～3	2～4
123	66	HBc抗体／PHA	748	所要日数	3～4	3～6
225	66	HBVラミブジン耐性遺伝子変異解析 (HBV-YMDD変異解析)	5721	統一コード	5F040-1405-023-849	5F040-1405-023-848
225	66	HBV薬剤耐性変異解析	277	所要日数	3～12	7～14
123	66	HBV遺伝子型	3395	所要日数	3～10	7～10
226	69	顆粒球スクリーニング検査 (好中球貪食機能)	4362	所要日数	2～4	3～4
226	69	顆粒球スクリーニング検査 (好中球殺菌能活性酸素産生能)	4363			
127	71	赤血球表面マーカー検査 (CD59×CD55)	1706	欄外保険注釈	※3 Two-color分析法による赤血球検査(CD59×CD55) 発作性夜間血色素尿症(PNH)の鑑別診断のため、2種類のモノクローナル抗体を用いた場合に算定できる。	空欄
69	76	HLA DPB1-DNAタイピング	3380	統一コード	5K121-0000-019-896	5K121-0000-019-894
70	76	リンパ球クロスマッチ 受給者(レシピエント)	4049	統一コード	5K210-1301-098-907	5K210-1301-019-907
70	76	リンパ球クロスマッチ 提供者(ドナー)	4048	統一コード	5K210-1302-098-907	5K210-1302-019-907
135	77	骨髓像	317	統一コード	2A170-0000-049-605	2A170-0000-049-603
139	80	β-TG(β-トロノグロブリン)	893	所要日数	3～5	3～6
139	80	PF-4(血小板第4因子)	894			
9,22	82	尿中δ-アミノレブリン酸定量 (δ-ALA定量)	75	所要日数	3～5	3～6
142	84	糖定量・髄液	239	統一コード	1C015-0000-041-262	1C015-0000-041-261
145	85	潜血反応・穿刺液	275	統一コード	1Z040-0000-040-901	1Z040-0000-040-920
144	86	色調・胆汁	252	基準値表示	A・C胆汁:黄 B胆汁:褐色(参考色調)	黄～褐色
146	88	嫌気性菌培養・同定	8031	所要日数	5～8	4～7
151	90	ニューモシスティス・カリニ(P.イロベチ)	8653	項目名	ニューモシスティス・カリニ(P.イロベチ)	ニューモシスティスカリニ
152	91	分離培養(酸素感受性蛍光センサー法)	6579	統一コード	6B555-0000-099-582	6B555-0000-071-582
82,154	92	B群溶連菌迅速試験	8602	必要量	髄液1.0	(材料)髄液(1～2mℓ)(備考に表示)
82,154	92	肺炎球菌迅速試験	8603			
82,154	92	髄膜炎菌迅速試験	8604			
82,154	92	インフルエンザ菌(b型)迅速試験	8605			
154	92	ウェルシュ菌エンテロトキシン	8608	必要量表示	糞便1g	(材料)糞便(1g以上)(備考に表示)
157	93	透析液/R2A	4018	容器	N	LP又はN
157	93	透析液/R2A-MF	4017			

新検査案内頁	旧検査案内頁	項目名称	項目コード	変更部分 (及びその他の変更)	新	旧
165	100	Major bcr/abl mRNA 高感度	7950	統一コード	8C125-9962-019-886	8C125-9961-019-886
165	100	BCR/ABL 変異解析	5011	所要日数	5 ～ 11	7 ～ 12
165	100	T細胞抗原レセプター β鎖Cβ1 遺伝子再構成 (TCR-β鎖Cβ1再構成)	5922	所要日数	14 ～ 22	20 ～ 25
165	100	T細胞抗原レセプター β鎖Cβ1 遺伝子再構成 (TCR-β鎖Cβ1再構成)	7922			
165	100	T細胞抗原レセプター β鎖Jβ1 遺伝子再構成 (TCR-β鎖Jβ1再構成)	3071			
165	100	T細胞抗原レセプター β鎖Jβ2 遺伝子再構成 (TCR-β鎖Jβ2再構成)	3072			
165	100	T細胞抗原レセプター γ鎖Jγ 遺伝子再構成 (TCR-γ鎖Jγ再構成)	5624			
165	100	T細胞抗原レセプター γ鎖Jγ 遺伝子再構成 (TCR-γ鎖Jγ再構成)	5625			
165	100	T細胞抗原レセプター δ鎖Jδ1 遺伝子再構成 (TCR-δ鎖Jδ1再構成)	5648			
165	100	T細胞抗原レセプター δ鎖Jδ1 遺伝子再構成 (TCR-δ鎖Jδ1再構成)	5649			
166	101	免疫グロブリン重鎖 JH 遺伝子再構成 (Ig-H鎖 JH再構成)	5923	所要日数	14 ～ 22	20 ～ 25
166	101	免疫グロブリン重鎖 JH 遺伝子再構成 (Ig-H鎖 JH再構成)	7923			
166	101	免疫グロブリン重鎖 Cμ 遺伝子再構成 (Ig-H鎖 Cμ再構成)	3069			
166	101	免疫グロブリン軽鎖 Cκ 遺伝子再構成 (Ig-L鎖 Cκ再構成)	5924			
166	101	免疫グロブリン軽鎖 Cκ 遺伝子再構成 (Ig-L鎖 Cκ再構成)	7924			
166	101	免疫グロブリン軽鎖 Cλ 遺伝子再構成 (Ig-L鎖 Cλ再構成)	5925			
166	101	免疫グロブリン軽鎖 Cλ 遺伝子再構成 (Ig-L鎖 Cλ再構成)	7925			
166	101	免疫グロブリン軽鎖 Jκ 遺伝子再構成 (Ig-L鎖 Jκ再構成)	3070			
167	101	EGFR 遺伝子変異解析	6698	所要日数	6 ～ 12	7 ～ 12
170	105	HER2 タンパク染色	7974	項目名	HER2 タンパク染色	HER2/neu IHC 法
170	105	EGFR タンパク染色	2070	項目名	EGFR タンパク染色	EGFR タンパク免疫組織染色
171	106	脂肪染色検査	5539	統一コード	7B010-0000-070-466	7B020-0000-070-466
116	111	ノロウイルスRNA マルチ	375	欄外備考	●ノロウイルスRNA マルチ検査対象項目 ノロウイルス GI,GII ロタウイルス A群,C群 アデノウイルス 40/41型 アストロウイルス	なし
167	111	K-ras 遺伝子変異解析	7952	所要日数	5 ～ 11	7 ～ 12
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 6項目セット	9229	所要日数	7 ～ 12	7 ～ 10
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 E119K	5332			
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 C317S	5333			
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 1847T→C	5334			
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 L547V	5335			
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 P664L	5336			
240	112	LDLレセプター 遺伝子変異 K790X	5337			
241	112	コレステリルエステル転送蛋白 (CETP) 遺伝子変異 2項目セット	9230			
241	112	CETP 遺伝子変異 1452G→A変異	5726	所要日数	3 ～ 12	7 ～ 10
241	112	CETP 遺伝子変異 D442G変異	5727			
241	112	コレステリルエステル転送蛋白 (CETP) 遺伝子 TaqIB 多型	5728			
241	112	アポリポ蛋白E 遺伝子型 (genotype)	5845	所要日数	3 ～ 12	7 ～ 10

新検査案内頁	旧検査案内頁	項目名称	項目コード	変更部分 (及びその他の変更)	新	旧
239	112	ミトコンドリア遺伝子点変異スクリーニングセット	3826	所要日数	7～21	14～21
239	112	ミトコンドリア遺伝子3項目セット(レーベル病)	9234	所要日数	4～10	7～10
239	112	ミトコンドリア遺伝子3460変異(mtDNA変異3460)	5841			
239	112	ミトコンドリア遺伝子11778変異(mtDNA変異11778)	5842			
239	112	ミトコンドリア遺伝子14484変異(mtDNA変異14484)	5843			
239	112	ミオシリン(MYOC)遺伝子変異5項目セット	5729	所要日数	7～12	7～10
239	112	ミトコンドリア遺伝子1555変異(mtDNA変異1555)	5844	所要日数	4～10	7～10
239	112	ミトコンドリア遺伝子3243変異(mtDNA変異3243)	4022	所要日数	4～14	7～14
241	113	脆弱X症候群の遺伝子解析	6420	所要日数	14～22	20～25
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA1	3300	所要日数	10～16	7～14
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA2	2054			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA3(MJD)	3179			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA6	2500			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA7	2504			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA8	2519			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA10	2581			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA12	2582			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析SCA17	2583			
238	113	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析DRPLA	3178			
167	113	球脊髄性筋萎縮症の遺伝子学的検査SBMA(Kennedy)	2800	所要日数	10～16	7～14
241	113	筋緊張性ジストロフィー(DM)の遺伝子解析	3866	所要日数	14～22	20～25
237	115	MDR1(C3435T)	3455	統一コード	8C901-9951-019-899	8C901-0000-019-899
237	115	MDR1(G2677T, A)	3456	統一コード	8C901-9951-019-899	8C901-0000-019-899
226	116	グラニュライシン	2100	所要日数	3～9	4～16
8	116	極長鎖脂肪酸(VLC-FAs)	2036	所要日数	9～22	7～23
218	117	アポリポ蛋白質A-V定量(apo A-V定量)	2861	所要日数	空欄(不定期測定のため、お問い合わせください。)	10～14
218	117	PAF-AH蛋白質質量	3935	所要日数		10～14
218	117	HDL結合PAF-AH蛋白質質量	3916	所要日数		10～14

掲載から削除した項目

項目 コード	項目補足	名称	BML Information No.
3125	2011年4月末にて中止 代替項目No.2230	リポ蛋白リパーゼ (LPL)	No.2011-6
3005	2010年9月末にて中止	17 α -ヒドロキシプロジェステロン (17 α -OHP)	No.2010-17
405	2011年3月末にて中止	ムコ蛋白(糖蛋白) (酸可溶性糖蛋白)	No.2011-3
896	2011年3月末にて中止	PAP-RIA (前立腺酸(性)フォスファターゼ(ACP)-RIA)	No.2011-3
2545	2011年3月末にて中止 代替項目No.1317	ProGRP-血清 (ガストリン放出ペプチド前駆体)	No.2011-3
662	2011年3月末にて中止	ジギトキシン	No.2011-3
387	2011年3月末にて中止	ヘリコバクター・ピロリ/クラリスロマイシン(CAM)耐性遺伝子変異-胃生検	No.2011-3
555	2011年3月末にて中止	ヘリコバクター・ピロリ/クラリスロマイシン(CAM)耐性遺伝子変異-菌株	No.2011-3

参照資料から削除した項目

5229	2010年9月末にて中止	特異的Ig-E セキセイインコ血清蛋白	No.2010-17
8818	2010年9月末にて中止	一般細菌感受性薬剤 スルベニシリン(SBPC)	No.2010-17
8990	2010年9月末にて中止	一般細菌感受性薬剤 テリスロマイシン(TEL)	No.2010-17

新たな掲載項目

新検査案内 掲載ページ	依 頼 コード	項目名称
48	4058	レプチン
50	2477	AFPレクチン分画／LBA
50	190	BFP－尿(塩基性フェトプロテイン)
60	2181	好酸球塩基性蛋白(ECP)
63	2137	オリゴクローナルバンド／等電点電気泳動法
85	5239	カンジダマンナン抗原
95	6662	麻疹抗体／PA
114	56934	miniQ－肺炎－細菌3
114	56935	miniQ－肺炎－V3
114	56965	miniQ－出血性膀胱炎
116	2664	サイトメガロウイルス抗原 C10, C11
116	3701	サイトメガロウイルス抗原 C7－HRP
120	56723	HTLV－1 DNA (tax 領域) 定量
121	59582	HIV ジェノタイプ薬剤耐性検査
164	55343	CSF1レセプター del (5) 長腕欠失
166	54658	WT1 mRNA 定量－血液
166	54659	WT1 mRNA 定量－骨髓液
170	518	HER2 / FISH－未染スライド
170	4031	HER2 / FISH－パラフィンブロック
221	54552	geniQ CMV
221	54553	geniQ EBV
221	54554	geniQ HSV
221	54778	geniQ VZV
221	54650	geniQ HHV6
221	57196	geniQ HHV7
221	54870	geniQ HHV8
221	56958	geniQ ADV
221	57080	geniQ JCV
221	57084	geniQ BKV
221	54644	geniQ カンジダ
221	54645	geniQ アスペルギルス
221	57088	geniQ ニューモシスティス・イロベチ
222	54555	CMV 定量－LQ
222	54557	EBV 定量－LQ
222	54559	HSV 定量－LQ
222	54779	VZV 定量－LQ
222	55317	HHV6 定量－LQ
222	57197	HHV7 定量－LQ
222	54883	HHV8 定量－LQ
222	56961	ADV 定量－LQ
222	57081	JCV 定量－LQ
222	57085	BKV 定量－LQ
222	54788	カンジダ 定量－LQ
222	54790	アスペルギルス 定量－LQ
222	54827	ニューモシスティス・イロベチ 定量－LQ
223	54556	CMV 定量－SL
223	54558	EBV 定量－SL
223	54560	HSV 定量－SL
223	54780	VZV 定量－SL
223	55318	HHV6 定量－SL
223	57198	HHV7 定量－SL
223	56722	HHV8 定量－SL
223	56962	ADV 定量－SL
223	57082	JCV 定量－SL
223	57086	BKV 定量－SL
223	54789	カンジダ 定量－SL
223	54791	アスペルギルス 定量－SL
223	54828	ニューモシスティス・イロベチ 定量－SL
224	54563	CMV 定量－WI
224	54564	EBV 定量－WI
224	54565	HSV 定量－WI
224	54781	VZV 定量－WI
224	55319	HHV6 定量－WI
224	57199	HHV7 定量－WI
224	57177	HHV8 定量－WI

新検査案内 掲載ページ	依 頼 コード	項目名称
224	57462	ADV 定量－WI
224	57083	JCV 定量－WI
224	57087	BKV 定量－WI
224	54562	カンジダ 定量－WI
224	54561	アスペルギルス 定量－WI
224	57089	ニューモシスティス・イロベチ 定量－WI
229	53475	キメリズム解析 (STR-PCR法) 移植前
229	54652	キメリズム解析 (STR-PCR法) 移植後 ch18
229	53266	キメリズム解析 (STR-PCR法) 移植後 ch20
229	53268	キメリズム解析 (STR-PCR法) 移植後 ch22
229	55636 55634 59622	T細胞キメリズム解析移植後 (T細胞分離CD3・CD19) ch18
229	55637 55634 59622	T細胞キメリズム解析移植後 (T細胞分離CD3・CD19) ch20
229	55638 55634 59622	T細胞キメリズム解析移植後 (T細胞分離CD3・CD19) ch22
229	55635 55634 59622	T細胞キメリズム解析－異性間 (T細胞分離CD3・CD19)
230	53751 } 53754	常染色体異常 1, 2, 3, 4 番
230	53756 } 53761	常染色体異常 6, 7, 8, 9, 10, 11 番
230	53767	常染色体異常 17 番
230	53768	常染色体異常 18 番
230	53771	常染色体異常 21 番
230	53773	性染色体異常(X, Y) X染色体
230	53774	性染色体異常(X, Y) Y染色体
230	53781	p53 遺伝子(17p13)
230	54336	サイクリンD1(11q13)
230	53783	c-myc (8q24)
230	53782	N-myc (2p24)
230	53784	RB-1 (13q14.3)
232	54849	白血病キメラ遺伝子スクリーニング－骨髓液
232	54848	白血病キメラ遺伝子スクリーニング－血液
232	54871	Major bcr / abl 定量－骨髓液
232	54838	Major bcr / abl 定量－血液
232	54872	minor bcr / abl 定量－骨髓液
232	54839	minor bcr / abl 定量－血液
232	54873	micro bcr / abl 定量－骨髓液
232	54840	micro bcr / abl 定量－血液
232	54874	PML / RARα 定量－骨髓液
232	54843	PML / RARα 定量－血液
232	54876	TEL / AML1 定量－骨髓液
232	54845	TEL / AML1 定量－血液
232	54878	CBFβ / MYH11 定量－骨髓液
232	54847	CBFβ / MYH11 定量－血液
233	54850	MLL / AF1q 定量－骨髓液
233	54901	MLL / AF1q 定量－血液
233	54879	MLL / AF4 定量－骨髓液
233	54881	MLL / AF4 定量－血液
233	56924	MLL / AF6 定量－骨髓液
233	56729	MLL / AF6 定量－血液
233	54880	MLL / AF9 定量－骨髓液
233	54882	MLL / AF9 定量－血液
233	56925	MLL / ENL 定量－骨髓液
233	56730	MLL / ENL 定量－血液
233	54875	AML1 / MTG8 定量－骨髓液
233	54844	AML1 / MTG8 定量－血液
233	54877	E2A / PBX1 定量－骨髓液
233	54846	E2A / PBX1 定量－血液

	新	旧
変更	B-24 透析検査用 採取量 8mL 製造 製造後1年 ヘパリン中和剤 高速凝固促進剤 分注後、直ちに転倒 混合してください。 (種やかに5〜6回) 5分以上放置し、凝固 した血を撹拌した後、 遠心分離します。	B-24 透析検査用 (ヘパリンチューブ5) 5〜7mL 製造 製造後1年 血液凝固促進剤 ヘパリン中和剤 血清分離剤 透析検査一般 分注後、充分に転倒 混合して下さい。 室温で30〜60分 放置後遠心分離願 います。 内腔面に塗布されて いる薬粉は、凝固活 性化剤です。
	F-8 糞便中ヘリコバクター ピロリ抗原検査 適量 製造 製造後1年 便中ヘリコバクターピロリ抗原	F-8 糞便中ヘリコバクター ピロリ抗原検査 適量 製造 製造後1年 保存期入り 便中ヘリコバクターピロリ抗原
	O-98 血液幹細胞・ 採取液〔凍結〕用 製造 血液幹細胞 定量〔採取液〕	O-98 血液幹細胞・ 採取液〔凍結〕用 製造 血液幹細胞 定量〔採取液〕
新規掲載容器	B-33 アレルゲン特異的 リンパ球刺激試験用 真空採血量 4mL 製造 製造後480日 ヘパリンリチウム (スプレーコート) アレルゲン特異的 リンパ球刺激試験	
別冊からの 転載容器	O-48 滅菌綿棒付採取管 製造 製造後35ヶ月 A群β溶血性連鎖球菌 アデノウイルスDNA miniQ-肺炎	O-60 geniQ用 (真空採血管) 真空採血量 2mL 製造 製造後1年 ACD+EDTA2Na geniQ-CMV geniQ-EBV geniQ-HSV geniQ-VZV geniQ-Ht-IgG geniQ-Ht-IgM geniQ-Ht-IgA geniQ-ADP geniQ-JCV geniQ-BKV
	O-82 mRNA/DNA 専用容器 真空採血量 7mL 製造 製造後1年 ACD+EDTA2Na 遺伝子mRNA検査 (未開血) geniQ-カンジダ geniQ-アスペルギルス geniQ-P-イロベチ	BFP (C-66) 尿中BFP用 採取量 3mL 製造 製造後6ヶ月 BSA-HEPES/6- 尿中BFP
	ECP ECP専用 真空採血量 3mL 製造 製造後1年 血清分離剤 凝固促進剤 好酸球増殖性蛋白	