



研究検査

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白



項目名

AMH Gen (抗ミュラー管ホルモン)

(依頼コード No. 2630)


受託開始日 2011年10月3日(月)受付分より

現行試薬が販売中止となるため、現行コード(No.3326)は2012年3月31日(土)受付分をもって中止とさせていただきます。今後は新試薬のAMH Gen (抗ミュラー管ホルモン)(依頼コードNo.2630)をご利用くださいますようお願い申し上げます。

受託要領

	新試薬	現行試薬
依頼コードNo.	2630	3326
統一コード	4F100-0000-023-023	4F100-0000-022-023
検査材料	血清	血清・血漿(EDTA)
検体必要量	0.3m	0.5m
検体の保存方法	凍結	
採取容器	B・1 S・1	B・1 S・1(血清) B・7 S・1(血漿)
測定方法	EIA法	
基準値	なし	
単位	ng/m	pM
報告範囲 ()内 ng/m 換算表示	0.16 ng/m ~最終値	3.0 pM ~最終値 (0.42 ng/m * ~最終値)
報告桁数	小数第2位	小数第1位
報告日数	3 ~ 5日	3 ~ 7日
検査実施料/判断料	未収載	

* 単位の換算については次の通りです。
1.0 pM = 0.14 ng/m



自社検討資料

現行試薬測定値は単位換算式により、pM から ng/m 表記に換算しています。

【測定方法の参考文献】Kumar A, et al.: J Immunol Methods. 362(1-2): 51- 59, 2010 .

株式会社

ビー・エム・エル

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station