

2013年版「総合検査案内」 改訂に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社 2013 年版「総合検査案内」につきまして、掲載情報の改訂の他、先生方のご要望・ご意見を反映させていただくよう見直しを行いました結果、次のように変更させていただくことになりましたのでお知らせ申し上げます。

何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹 白



● 2013年度版「総合検査案内」の主な改訂ポイント

- ヘモグロビン A1c (HbA1c) につきまして、日本糖尿病学会の国際標準化推進の方針に基づき、NGSP 値の項目記載に統一いたしました。
- ウイルス、感染症関連抗体価の基準値表記につきまして、検体の希釈倍率（未満）の表記にいたしました。
- ウイルス抗体価の検査項目につきまして、「髄液」を材料とする項目は「ウイルス抗体価一覧表」のページに移動し、見易くしました。
- 検査項目名につきまして、医科診療報酬点数表や各学会の用語などを参考として、表記名称の見直しを行いました。

※ 改訂内容の詳細と対象項目につきましては、次ページ以降の図・一覧をご参照ください。

● 新規受託開始項目

既報Informationにてお知らせしました新規受託項目・研究検査項目を、一覧(3ページ)にお示しいたしました。

● 掲載内容改訂項目

既報Informationにてお知らせしました検査内容の変更や、所要日数の見直し等により、内容を一部改訂させていただきました。詳細は一覧(4～12ページ)にお示しいたしました。

● 掲載削除項目

既報Informationにてお知らせしました受託中止項目を、一覧(13ページ)にお示しいたしました。

● その他

1. 検体の保存について、冷蔵の温度範囲を変更しました。

ご利用の手引き2ページの検体の保存で表示している **冷蔵** に関する温度範囲を次のように変更させていただきました。

「必ず冷蔵 (1～10℃) で保存してください。(目安として 4℃ 前後)」



「必ず冷蔵 (1～15℃) で保存してください。」

2. アレルゲン16種セット×4項目を本文に掲載いたしました。

昨年まではアレルギーセット一覧表にのみ掲載しておりましたが、今回本文に掲載することで索引から項目検索できるようにいたしました。

3. 参照資料ページの検体採取に関する記載に、該当項目の項目コードを記載しました。

これにより、参照資料ページからも本文受託要領を逆引きできるようにいたしました。

新規受託開始項目

新検査案内 掲載ページ	項目コード	名称	BML Information No.
2,25	538	推算 GFRcreat	2013-10
6	795	Friedewald 式 (F 式)	2013-10
6	3845	non HDL-C	2013-10
58,166	3910	尿中 L 型脂肪酸結合蛋白 (L-FABP)	2012-15
62,166	5880	免疫グロブリン遊離 L 鎖 κ/λ 比	2012-16
82,166	811	百日咳菌抗体 /EIA	2013-2
114,166	3432	HEV-IgA 抗体	2012-19
109,166	7119	HPV 核酸検出 (HPV-DNA) 高リスク型 /Invader	2012-23
110,117,166	57674	CCR4 タンパク /FCM	2012-25
71,167	1600	抗 ds-DNA-IgG 抗体定量	2012-28
72,167	1661	抗 Sm 抗体定量	2012-28
72,167	1643	抗 RNP 抗体定量 (抗 U1-RNP 抗体定量)	2012-28
72,167	1684	抗 SS-A/Ro 抗体定量	2012-28
72,167	1733	抗 SS-B/La 抗体定量	2012-28
73,167	1743	抗 Scl-70 抗体定量	2012-28
73,167	1766	抗セントロメア抗体定量 (抗 CENP-B 抗体定量)	2012-28
73,167	1748	抗 Jo-1 抗体定量	2012-28
83,167	1504	マイコプラズマ核酸検出 /LAMP	2013-4
80,166	1209	淋菌 /リアルタイム PCR (淋菌核酸検出)	2012-26
81,166	1059	クラミジア・トラコマチス /リアルタイム PCR (クラミジア・トラコマチス核酸検出)	2012-26
80,167	1018	淋菌及びクラミジア・トラコマチス /リアルタイム PCR	2012-26

研究検査の新規項目

208	6768	HCV コア変異相対定量	2012-20
221	1020	BCR/ABL 変異解析 (Ver.2)	2013-12
221	4219	FLT3/ITD 変異解析	2012-30
228	6517	ABCG2 遺伝子多型解析	2012-31

掲載内容改訂項目（既報分）

ページ	項目コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)	BML Information No.
30	6463	アミオダロン	統一コード変更 検体必要量 検査方法変更	3L800-0000-022-210 0.3 LC-MS/MS 法	3L800-0000-022-204 2.1 HPLC 法	2013-3 2013-3 2013-3
33	2187	アルペカシン	統一コード変更 検査方法変更	3M613-0000-023-062 ラテックス凝集比濁法	3M613-0000-023-041 FPIA 法	2013-3 2013-3
33	1680	テイコプラニン	統一コード変更 検査方法変更	3M532-0000-023-062 ラテックス凝集比濁法	3M532-0000-023-041 FPIA 法	2013-3 2013-3
37	337	ソマトメジンC (IGF-I)	基準値変更	下表	下表	2013-3

ソマトメジンC (IGF-I) 基準値

新

男性						女性					
年齢	-2SD ~ +2SD	年齢	-2SD ~ +2SD	年齢	-2SD ~ +2SD	年齢	-2SD ~ +2SD	年齢	-2SD ~ +2SD	年齢	-2SD ~ +2SD
0	11 ~ 149	26	119 ~ 329	52	86 ~ 242	0	15 ~ 154	26	146 ~ 336	52	78 ~ 213
1	14 ~ 148	27	116 ~ 322	53	85 ~ 240	1	23 ~ 186	27	141 ~ 328	53	77 ~ 212
2	18 ~ 154	28	114 ~ 315	54	84 ~ 239	2	32 ~ 213	28	137 ~ 320	54	76 ~ 211
3	24 ~ 164	29	111 ~ 309	55	84 ~ 238	3	40 ~ 227	29	133 ~ 312	55	75 ~ 210
4	32 ~ 176	30	109 ~ 303	56	83 ~ 237	4	48 ~ 238	30	129 ~ 304	56	74 ~ 208
5	44 ~ 193	31	107 ~ 297	57	82 ~ 236	5	56 ~ 252	31	126 ~ 297	57	73 ~ 207
6	55 ~ 215	32	105 ~ 292	58	81 ~ 235	6	69 ~ 287	32	122 ~ 290	58	72 ~ 205
7	63 ~ 247	33	103 ~ 287	59	80 ~ 233	7	89 ~ 357	33	119 ~ 283	59	71 ~ 203
8	72 ~ 292	34	102 ~ 283	60	79 ~ 232	8	111 ~ 438	34	115 ~ 277	60	70 ~ 201
9	84 ~ 350	35	100 ~ 279	61	77 ~ 230	9	133 ~ 517	35	112 ~ 271	61	69 ~ 198
10	99 ~ 423	36	99 ~ 275	62	76 ~ 228	10	155 ~ 588	36	109 ~ 265	62	68 ~ 196
11	113 ~ 499	37	97 ~ 272	63	75 ~ 226	11	175 ~ 638	37	106 ~ 260	63	66 ~ 194
12	125 ~ 557	38	96 ~ 269	64	73 ~ 224	12	188 ~ 654	38	103 ~ 254	64	65 ~ 191
13	133 ~ 579	39	95 ~ 266	65	72 ~ 221	13	193 ~ 643	39	100 ~ 250	65	64 ~ 188
14	138 ~ 570	40	94 ~ 263	66	70 ~ 219	14	193 ~ 625	40	98 ~ 245	66	62 ~ 186
15	141 ~ 552	41	94 ~ 261	67	68 ~ 216	15	192 ~ 614	41	95 ~ 240	67	61 ~ 183
16	142 ~ 543	42	93 ~ 259	68	66 ~ 213	16	192 ~ 611	42	93 ~ 236	68	60 ~ 180
17	142 ~ 540	43	92 ~ 257	69	65 ~ 209	17	191 ~ 599	43	90 ~ 233	69	59 ~ 177
18	142 ~ 526	44	92 ~ 255	70	63 ~ 206	18	188 ~ 574	44	88 ~ 229	70	57 ~ 175
19	143 ~ 501	45	91 ~ 253	71	61 ~ 202	19	182 ~ 539	45	87 ~ 226	71	56 ~ 172
20	142 ~ 470	46	90 ~ 250	72	58 ~ 198	20	175 ~ 499	46	85 ~ 224	72	55 ~ 170
21	139 ~ 436	47	90 ~ 250	73	56 ~ 194	21	168 ~ 459	47	83 ~ 221	73	54 ~ 167
22	135 ~ 405	48	89 ~ 248	74	54 ~ 190	22	161 ~ 425	48	82 ~ 219	74	53 ~ 165
23	131 ~ 379	49	88 ~ 246	75	52 ~ 185	23	155 ~ 397	49	81 ~ 218	75	52 ~ 163
24	128 ~ 356	50	87 ~ 245	76	50 ~ 181	24	151 ~ 375	50	80 ~ 216	76	50 ~ 160
25	125 ~ 337	51	87 ~ 243	77	48 ~ 177	25	147 ~ 358	51	79 ~ 215	77	49 ~ 158

(単位:ng/mL)

旧

男性		女性	
年齢	男	年齢	女
0	18 ~ 150	0	12 ~ 174
1 ~ 2	11 ~ 172	1 ~ 2	37 ~ 229
3 ~ 4	29 ~ 173	3 ~ 4	35 ~ 238
5 ~ 6	64 ~ 203	5 ~ 6	74 ~ 230
7 ~ 8	50 ~ 356	7 ~ 8	95 ~ 437
9 ~ 10	87 ~ 405	9 ~ 10	60 ~ 514
11 ~ 12	115 ~ 545	11 ~ 12	206 ~ 731
13 ~ 14	178 ~ 686	13 ~ 14	216 ~ 798
15 ~ 16	287 ~ 555	15 ~ 16	262 ~ 510
17 ~ 19	219 ~ 509	17 ~ 19	264 ~ 542
20 ~ 29	85 ~ 369	20 ~ 29	119 ~ 389
30 ~ 39	67 ~ 318	30 ~ 39	73 ~ 311
40 ~ 49	41 ~ 272	40 ~ 49	46 ~ 282
50 ~ 59	59 ~ 215	50 ~ 59	37 ~ 266
60 ~ 69	42 ~ 250	60 ~ 69	37 ~ 150
70 以上	75 ~ 218	70 以上	38 ~ 207

(単位:ng/mL)

39	600	サイロキシ結合グロブリン (TBG)	所要日数	2 ~ 5	2 ~ 3	2013-3
41	2291	PTH-C (副甲状腺ホルモン-C 末端)	所要日数	3 ~ 6	3 ~ 5	2013-3
48	833	エリスロポエチン (EPO)	依頼コード変更	833	810	2013-3
			統一コード変更	4Z275-0000-023-052	4Z275-0000-023-001	2013-3
			所要日数変更	2 ~ 3	3 ~ 5	2013-3
			検査方法変更	CLEIA 法	RIA・2 抗体法	2013-3
50	2477	AFP レクチン分画 /LBA	基準値変更	4.2 ~ 23.7 mIU/mL	29.0 以下 mIU/mL	2013-3
50	4800	BFP (塩基性フェトプロテイン)	基準値変更	総 AFP 量: 10.0 以下 ng/mL	総 AFP 量: 10.0 未満 ng/mL	2013-3
			基準値変更	75 未満 ng/mL	75 以下 ng/mL	2013-3
52	4874	NCC-ST-439	基準値変更	欄外●NCC-ST-439 (基準値) 男性及び 50 才以上の女性 4.5 未満 女性 49 才以下 7.0 未満 (単位: U/mL)	欄外●NCC-ST-439 (基準値) 男性及び 50 才以上の女性 4.5 以下 女性 49 才以下 7.0 以下 (単位: U/mL)	2013-3
69	3380	HLA-DPB1 遺伝子型 (DPB1 DNA タイピング)	統一コード変更 検査方法変更	5K121-0000-019-899 PCR-rSSO 法 PCR-SSP 法	5K121-0000-019-896 PCR-SSP 法	2013-3 2013-3

ページ	項目 コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)	BML Information No.
81	4903	オウム病(クラミドフィラ(クラミジア)・シッタシ)	基準値表示	4 倍未満	4 倍希釈より実施	2013-3
81	7512	オウム病(クラミドフィラ(クラミジア)・シッタシ)	基準値表示	1 倍未満	1 倍希釈より実施	2013-3
83	4993	肺炎マイコプラズマ抗体 /PA	基準値表示	40 倍未満	40 倍希釈より実施	2013-3
83	7568	肺炎マイコプラズマ抗体 /PA	基準値表示	4 倍未満	4 倍希釈より実施	2013-3
83	4904	肺炎マイコプラズマ抗体 /CF	基準値表示	4 倍未満	4 倍希釈より実施	2013-3
83	7507	肺炎マイコプラズマ抗体 /CF	基準値表示	1 倍未満	1 倍希釈より実施	2013-3
84	4373	ツツガムシ抗体 カープ IgG	基準値表示	10 倍未満	10 倍 (最低希釈倍率)	2013-3
84	4387	ツツガムシ抗体 カープ IgM	基準値表示	10 倍未満	10 倍 (最低希釈倍率)	2013-3
84	4372	ツツガムシ抗体 カトー IgG	基準値表示	10 倍未満	10 倍 (最低希釈倍率)	2013-3
84	4386	ツツガムシ抗体 カトー IgM	基準値表示	10 倍未満	10 倍 (最低希釈倍率)	2013-3
84	4371	ツツガムシ抗体 ギリアム IgG	基準値表示	10 倍未満	10 倍 (最低希釈倍率)	2013-3
84	4385	ツツガムシ抗体 ギリアム IgM	基準値表示	10 倍未満	10 倍 (最低希釈倍率)	2013-3
85	717	アスペルギルス抗体	基準値表示	4 倍未満	4 倍希釈より実施	2013-3
88	897	トキソプラズマ抗体 IgG	基準値表示	(-) 6 未満 IU/mL	(-) 5 以下 IU/mL	2013-3
88	898	トキソプラズマ抗体 IgM	基準値表示	(-) カットオフインデックス 0.8 未満	(-) カットオフインデックス 0.7 以下	2013-3
88	3898					
89	4911	アデノ CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4813	アデノ 1 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4814	アデノ 2 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4815	アデノ 3 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4816	アデノ 4 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4817	アデノ 5 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4818	アデノ 6 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4819	アデノ 7 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	4823	アデノ 11 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
89	3960	アデノ 19 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
90	4905	インフルエンザ A CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
90	925	インフルエンザ A HI(ワクチン株)	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
90	4906	インフルエンザ B CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
90	4937	インフルエンザ B HI(ワクチン株)	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
90	4941	パラインフルエンザ 1 型 / HI	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
90	4942	パラインフルエンザ 2 型 / HI	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
90	4943	パラインフルエンザ 3 型 / HI	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
90	4944	パラインフルエンザ 4 型 / HI	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
90	4907	RS ウイルス CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
90	3961	RS ウイルス NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
91	4908	ムンプス CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
91	4938	ムンプス HI	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
91	4827	ムンプス NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
92	4939	麻疹 HI	基準値表示	8 倍未満	血清 8 倍	2013-3
92	4826	麻疹 NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
92	4940	風疹 HI	基準値表示	8 倍未満	血清 8 倍	2013-3
93	4931	単純ヘルペス (HSV) CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
93	963	単純ヘルペス (HSV) 1 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
93	966	単純ヘルペス (HSV) 2 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
93	4932	水痘・帯状ヘルペス (VZV) CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
94	4986	EB ウイルス (EBV) VCA-IgG	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
94	4988	EB ウイルス (EBV) VCA-IgM	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
94	4987	EB ウイルス (EBV) VCA-IgA	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
94	4989	EB ウイルス (EBV) EA-IgG	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
94	4991	EB ウイルス (EBV) EA-IgM	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
94	4990	EB ウイルス (EBV) EA-IgA	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
94	4992	EB ウイルス (EBV) EBNA 抗体	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
95	4933	サイトメガロ (CMV) CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
95	4930	日本脳炎 (CF)	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
95	958	日本脳炎 (HI) (JaGAr 株, 中山株)	基準値表示	10 倍未満	血清 10 倍	2013-3
96	4926	ポリオ 1 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	5001	ポリオ 1 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	4927	ポリオ 2 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	5002	ポリオ 2 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	4928	ポリオ 3 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	5003	ポリオ 3 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	4967	エンテロ 70 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
96	4968	エンテロ 71 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	7896	コクサッキー A(Cox A) 2 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	7898	コクサッキー A(Cox A) 3 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	4828	コクサッキー A(Cox A) 4 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	3061	コクサッキー A(Cox A) 5 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	4961	コクサッキー A(Cox A) 7 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	4912	コクサッキー A(Cox A) 9 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3

ページ	項目 コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)	BML Information No.
97	4953	コクサッキー A(Cox A) 9 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	4830	コクサッキー A(Cox A) 10 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
97	4954	コクサッキー A(Cox A) 16 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4914	コクサッキー B(Cox B) 1 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4955	コクサッキー B(Cox B) 1 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4915	コクサッキー B(Cox B) 2 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4956	コクサッキー B(Cox B) 2 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4916	コクサッキー B(Cox B) 3 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4957	コクサッキー B(Cox B) 3 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4917	コクサッキー B(Cox B) 4 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4958	コクサッキー B(Cox B) 4 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4918	コクサッキー B(Cox B) 5 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4959	コクサッキー B(Cox B) 5 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4919	コクサッキー B(Cox B) 6 型 / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
98	4960	コクサッキー B(Cox B) 6 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4966	エコー 1 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4945	エコー 3 型 / HI	基準値表示	8 倍未満	血清 8 倍	2013-3
99	4969	エコー 3 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4973	エコー 4 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4724	エコー 5 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4962	エコー 6 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4946	エコー 7 型 / HI	基準値表示	8 倍未満	血清 8 倍	2013-3
99	4963	エコー 7 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4965	エコー 9 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
99	4947	エコー 11 型 / HI	基準値表示	8 倍未満	血清 8 倍	2013-3
100	4964	エコー 11 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4948	エコー 12 型 / HI	基準値表示	8 倍未満	血清 8 倍	2013-3
100	4975	エコー 12 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4976	エコー 13 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4834	エコー 14 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4835	エコー 16 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4977	エコー 17 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4978	エコー 18 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4836	エコー 19 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
100	4837	エコー 21 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	4838	エコー 22 型 / NT(ヒトパレコ 1 型)	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	4839	エコー 24 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	4974	エコー 25 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	3062	エコー 27 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	4979	エコー 30 型 / NT	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	4929	レオウイルス / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
101	5000	ロタウイルス / CF	基準値表示	4 倍未満	血清 4 倍	2013-3
109	4288	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA) 高リスク型	名称変更	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA) 高リスク型 / HC	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA) 高リスク型	2013-3
			基準値表示	判定: 検出されず インデックス: 1.00 未満	判定 (-) Index 1.0 未満	2013-3
109	4264	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA) 低リスク型	名称変更	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA) 低リスク型 / HC	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA) 低リスク型	2013-3
			基準値表示	判定: 検出されず インデックス: 1.00 未満	判定 (-) Index 1.0 未満	2013-3
110	5060	HTLV-I 抗体 (ATLA 抗体) (HTLV-1 抗体)	統一コード変更	5F450-1430-023-051	5F450-1430-023-052	2013-3
			検体必要量	0.5	0.3	2013-3
			検査方法変更	CLIA 法	CLEIA 法	2013-3
110	7595	HTLV-I 抗体 (ATLA 抗体) (HTLV-1 抗体価)	統一コード変更	5F450-1430-041-051	5F450-1430-041-052	2013-3
			検査方法変更	CLIA 法	CLEIA 法	2013-3
112	7461	HA-IgM 抗体	依頼コード変更	7461	990	2012-17
			統一コード変更	5F350-1432-023-051	5F350-1432-023-023	2012-17
			検査方法変更	CLIA 法	EIA 法	2012-17
			基準値	(-) S/CO 0.80 未満	(-) カットオフインデックス値 0.8 未満	2012-17
112	7460	HA-IgG 抗体	依頼コード変更	7460	989	2012-17
			名称変更	HA-IgG 抗体	HA 抗体	2012-17
			統一コード変更	5F350-1431-023-051	5F350-1430-023-021	2012-17
			検査方法変更	CLIA 法	EIA 法	2012-17
			基準値	(-) S/CO 1.00 未満	(-) 阻害率 49.9 以下 %	2012-17
112	740	HBs 抗原 / CLIA	基準値	(-) 0.05 未満	(-) 0.04 以下	2013-3
112	2090	HBs 抗原 / EIA	依頼コード変更	2090	1090	2013-3
			基準値変更	(-) C.O.I 1.0 未満	(-)	2013-3
112	744	HBs 抗体 / CLIA	基準値変更	(-) 10.0 未満	(-) 9.9 以下	2013-3
155	7950	Major bcr/abl mRNA 高感度	所要日数	4 ~ 7	7 ~ 10	2013-3
229	6302	先天異常症解析 / GD アレイ	依頼条件マーク	「予約」	なし	2013-3
			所要日数	空欄	14 ~ 21	2013-3

掲載内容改訂項目

ページ	項目コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)
1、58	82	尿中アルブミン - 蓄尿 (尿中マイクロアルブミン)	備考文章変更	「トルエン等の防腐剤を入れずに 24 時間蓄尿し、」	「防腐剤を入れずに 24 時間蓄尿し、」
2	80	クレアチニン (CRE)			
2	78	尿酸 (UA)			
2	79	尿素窒素 (UN)			
18	106	マグネシウム (Mg)	備考文章変更	「トルエン等の防腐剤を入れずに 24 時間蓄尿し、」	「24 時間蓄尿し、」
18	104	カルシウム (Ca)			
18	105	無機リン (IP)			
25	9118	イヌリンクリアランス	欄外備考	*単位は mL/min でご報告いたします。	なし
25	2224	イヌリン	備考文章追加	「クリアランスを知る目的の検査であり、通常イヌリン負荷前後で血清と尿を測定します。」	なし
25	2223	イヌリン			
25	413	クレアチニン (CRE)	追加	追加表示	
27	1217	P INP (インタクト I 型プロコラーゲン-N- プロペプチド)	実施料文字色	170 (朱)	170 (黒)
34	3584	メトトレキサート	基準値表示桁数	24 時間後 10.00 以上 48 時間後 1.00 以上 72 時間後 0.10 以上 nmol/mL	24 時間後 10 以上 48 時間後 1.0 以上 72 時間後 0.1 以上 nmol/mL
34	673	テオフィリン	欄外備考販売名	テオフィリン	なし
34	3591	アセトアミノフェン	基準値表示	中毒濃度 4 時間後 200.0 以上 12 時間後 50.0 以上 μg/mL	中毒濃度 4hrs 200.0 以上 μg/mL 12hrs 50.0 以上 μg/mL
37	337	ソマトメジン C (IGF- I)	備考文章削除	削除	「速やかに遠心分離して～」
40、75	3265	TRAb 定量 /ECLIA(TSH レセプター抗体)	備考文章追加	「ビオチンを投与している患者 (1 日の投与量 5mg 以上) からの採血は、投与後、少なくとも 8 時間以上経過してから実施してください。」を追加	なし
41	2301	カルシトニン (CT)	備考文章削除	削除	「採血後速やかに冷却遠心、血清分離してください。」
42	4442	コルチゾール	基準値表示	26.0 ～ 187.0 μg/day	26 ～ 187 μg/day
43	620	コルチゾン	基準値表示	(午前 9 時～ 12 時) M:14.30 ～ 35.10 F:10.40 ～ 35.00 ng/mL	M:14.30 ～ 35.10 F:10.40 ～ 35.00 ng/mL
45	193	エストロン (E1)	備考文章追加	「性別明記、妊娠の場合は妊娠週数を明記してください。」	なし
45	194	エストラジオール (E2)			
45	195	エストリオール (E3)			
47	3840	インスリン (IRI)	備考文章追加	「なお、チャート報告書をご要望の際は、 負荷コードでご依頼ください。」を追加	なし
57	866	ハプトグロビン型判定あり	基準値(型名表示)	1-1 型、2-1 型、2-2 型	I-I 型、II-I 型、II-II 型
63	2137	オリゴクロマトグラフィー 等電電気泳動法	必要量変更	血清 0.4 及び髄液 0.4	血清 0.5 及び髄液 0.5
65	6801	アトピー鑑別試験 (ファディアトープ)	備考文章追加	「単独でのご依頼の場合はチャート報告書は出力されませんので、ご注意ください。」を追加	なし
65	9088	CAP アレルゲン 16 種セット 鼻炎・喘息 16	本文新規	項目として表示	
65	9089	CAP アレルゲン 16 種セット 小児アレルギー 16	本文新規	項目として表示	
65	9090	CAP アレルゲン 16 種セット 成人アトピー 16	本文新規	項目として表示	
65	9091	CAP アレルゲン 16 種セット 食物アレルギー 16	本文新規	項目として表示	
65	7958	TARC	所要日数変更	3 ～ 5	4 ～ 7
71	755	LE テスト	検査法表現	ラテックス凝集反応	ラテックス凝集法
73	2198	抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体	基準値表示	(-) インデックス値 : 28.0 未満	(判定基準) (-) 28.0 未満 (±) 28.0 以上 50.0 未満 (+) 50.0 以上
			備考判定基準表示	(判定基準) (-) : 28.0 未満 (±) : 28.0 以上 50.0 未満 (+) : 50.0 以上	なし
75	2864	抗サイログロブリン抗体 (TgAb) (抗 Tg 抗体)	備考文章追加	「ビオチンを投与している患者 (1 日の投与量 5mg 以上) からの採血は、投与後、少なくとも 8 時間以上経過してから実施してください。」を追加	なし
75	4025	抗 TPO 抗体 (抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)			

ページ	項目 コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)
75	656	TSHレセプター抗体 (TBII, TRAb)	基準値表示	(-) TSH 結合阻害率: -10.0 ~ 10.0%	TSH 結合阻害率 (-) -10.0 ~ 10.0 (±) 10.1 ~ 15.0 (+) 15.1 以上 %
			備考判定基準 表示	(判定基準) (-) -10.0 ~ 10.0 (±) 10.1 ~ 15.0 (+) 15.1 以上	なし
77,129	3039	ループスアンチコアグラント (LAC/ PLI ループス抗凝固因子)	統一コード変更	5G502-0000-022-311	5G500-0000-022-311
78	4849	抗糸球体基底膜抗体 (抗 GBM 抗体)	基準値表示	(-) 10 未満 EU	(-) 10 未満 (±) 10 以上 20 未満 (+) 20 以上 EU
			備考判定基準 表示	(判定基準) (-) 10 未満 (±) 10 以上 20 未満 (+) 20 以上	なし
78	5702	PR3-ANCA/FEIA(細胞質性抗好中 球細胞質抗体価)(C-ANCA)	基準値表示	2.0 未満 IU/mL	陽性: 3.0 を超える 偽陽性: 2.0 以上 ~ 3.0 以下 陰性: 2.0 未満 IU/mL
			備考判定基準 表示	(判定基準) 陽性: 3.0 を超える 偽陽性: 2.0 以上 ~ 3.0 以下 陰性: 2.0 未満	なし
78	5701	MPO-ANCA/FEIA(抗好中球細胞 質ミエロペルオキシダーゼ抗体) (P-ANCA)	基準値表示	3.5 未満 IU/mL	陽性: 5.0 を超える 偽陽性: 3.5 以上 ~ 5.0 以下 陰性: 3.5 未満 IU/mL
			備考判定基準 表示	(判定基準) 陽性: 5.0 を超える 偽陽性: 3.5 以上 ~ 5.0 以下 陰性: 3.5 未満	なし
79	7480	RPR 法 定量	基準値表示	空欄 (欄外注釈で説明)	1 倍希釈より実施
79	7212	TP 抗体 定量 (梅毒トレポネーマ抗体; TPHA)	基準値表示	空欄 (欄外注釈で説明)	10 倍希釈より実施
81	7750	クラミジア・トラコマチス抗体 IgA,IgG(CT・IgA・G)	判定基準表示	1.10 以上 陽性 (+) 0.90 以上 1.10 未満 判定保留 (±) 0.90 未満 陰性 (-)	1.1 以上 陽性 (+) 0.9 以上 1.1 未満 判定保留 (±) 0.9 未満 陰性 (-)
81	2893	クラミジア (クラミドフィラ)・ニュー モニエ IgG 抗体	基準値表示	(-) カットオフインデックス: 1.0 未満	判定基準 (-) 1.0 未満 (±) 1.0 ~ 1.1 (+) 1.2 以上 (カットオフインデックス)
			備考判定基準 表示	(判定基準) (-) 1.0 未満 (±) 1.0 ~ 1.1 (+) 1.2 以上 (カットオフインデックス)	なし
81	2885	クラミジア (クラミドフィラ)・ニュー モニエ IgA 抗体	基準値表示	(-) カットオフインデックス: 1.0 未満	判定基準 (-) 1.0 未満 (±) 1.0 ~ 1.1 (+) 1.2 以上 (カットオフインデックス)
			備考判定基準 表示	(判定基準) (-) 1.0 未満 (±) 1.0 ~ 1.1 (+) 1.2 以上 (カットオフインデックス)	なし
85	5239	カンジダマンナン抗原	保存変更	冷蔵	凍結
88	897	トキソプラズマ抗体 IgG	欄外判定基準	6 未満 (-)、6 以上 9 未満 (±)、 9 以上 (+)	5 以下 (-)、6 ~ 8 (±)、9 以上 (+)
88	898	トキソプラズマ抗体 IgM	欄外判定基準	0.8 未満 陰性 (-)、 0.8 以上 1.0 未満 陽性の疑い (±)、 1.0 以上 陽性 (+)	0.7 以下 陰性 (-)、 0.8 ~ 0.9 陽性の疑い (±)、 1.0 以上 陽性 (+)
102	7905	ウイルス分離	統一コード変更	6B655-0000-099-748	6B655-0000-023-748
102	7906	ウイルス同定	項目コード表示	7906	なし
110	5061	HTLV-I抗体 (ATLA 抗体)(HTLV-I 抗体半定量)	基準値表示	16 倍未満	血清 16 倍未満
110	7596	HTLV-I抗体 (ATLA 抗体)(HTLV-I 抗体半定量)	基準値表示	4 倍未満	髄液 4 倍未満
110	4985	HTLV-I抗体 (ATLA 抗体)	基準値表示	5 倍未満	血清 5 倍未満
110	7580	HTLV-I抗体 (ATLA 抗体)	基準値表示	1 倍未満	髄液 1 倍未満
113	2553	HBV 遺伝子型 /EIA(HBV ジェノタイプ 判定 /EIA)	統一コード変更	5F015-1405-023-023	5F015-1406-023-023
114	3795	HCV 抗体 (3rd)	基準値表示	Index 0.150 未満	Index 0.15 未満
123	301	白血球数 (WBC)	検査方法変更	半導体レーザーによるフローサイトメ リー法	半導体レーザーによるフローサイトメ リー法又は電気抵抗検出方式

ページ	項目 コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)
123	310	好酸球数	検査方法変更	半導体レーザーによるフローサイトメ トリー又は鏡検法	半導体レーザーによるフローサイトメ トリー又は電気抵抗検出方式 RF/DC イ ンピーダンス方式及び鏡検法
123	315	好塩基斑点赤血球	所要日数	2～3	1～2
124	313	血液像 白血球像	検査方法変更	半導体レーザーによるフローサイトメ トリー法 (及び鏡検法)	半導体レーザーによるフローサイトメ トリー又は RF/DC インピーダンス方式 (及び鏡検法)
124	351	ミクロフィラリア (フィラリア)	備考追加	夜間 (22:00～4:00 頃) に採血	なし
141	7198	アカントアメーバ	保存補足マーク 変更	「凍結不可」	「凍結厳禁」
143	8700	結核菌群核酸同定 / リアルタイム PCR	備考文章変更	塗抹鏡検・分離培養との共用可。 コードNo.8700 とNo.8718 の共用可。 (結核菌群の結果が (+) でも非結核 性抗酸菌を実施。) * No.8700 が (-) の場合のみ「非結 核性抗酸菌 / リアルタイム PCR」を 希望される場合は【No.8700】と【No. 8765】を同時にご依頼ください。	塗抹鏡検・分離培養との共用可 コードNo.8718 と共用できます。
143	8718	マイコバクテリウムアビウム・イント ラセラー核酸同定 / リアルタイム PCR (非結核性抗酸菌 / リアルタイム PCR)	備考文章変更	塗抹鏡検・分離培養との共用可。 コードNo.8700 とNo.8718 の共用可。 (結核菌群の結果が (+) でも非結核 性抗酸菌を実施。) * No.8700 が (-) の場合のみ「非結 核性抗酸菌 / リアルタイム PCR」を 希望される場合は【No.8700】と【No. 8765】を同時にご依頼ください。	塗抹鏡検・分離培養との共用可 コードNo.8700 と共用できます。 8700 結核菌群核酸同定 / リアルタイ ム PCR が (-) の場合のみ実施を希望 する場合、依頼コード「8765」非結 核性抗酸菌 / リアルタイム PCR でご 依頼ください。
144	8601	A 群 β 溶連菌迅速試験	材料表示	咽頭分泌物 (咽頭ぬぐい液)	咽頭ぬぐい液
155	7950	Major bcr/abl mRNA 高感度	検体補足マーク	「単独検体」	なし
156	54658	WT1mRNA 定量	保存補足マーク 追加	「開封厳禁」	なし
156	54659	WT1mRNA 定量	保存補足マーク 追加	「開封厳禁」	なし
			欄外保険注釈	※2 WT1mRNA 急性骨髄性白血病 又は骨髄異形成症候群の診断の補助 又は経過観察時に行った場合に 1 月に 1 回を限度として算定できる。	※3 WT1mRNA (骨髄液) 骨髄異 形成症候群の診断の補助又は経過観 察時に行った場合に 1 月に 1 回を限度 として算定できる。
158	5966	組織標本作製	備考文章追加	骨、歯など標本作製に時間を要する検 体は報告が遅れる場合があります。	なし
159	5931～ 5940	写真撮影	備考注釈追加	(弊社診断分のみ実施)	なし
160	2070・ 2099	EGFR タンパク染色	欄外 (注)	③ホルマリン固定組織: PA (病理組織 専用容器) 24～48 時間以内の検査 開始が必要ですので、速やかに提出く ださい。	③ホルマリン固定組織: PA (病理組織 専用容器) 72 時間以内の検査開始が 必要
160	2645～ 2647	胃癌 HER2 / IHC			
160	518	HER2 / FISH			
160	4031	HER2 / FISH			
160	2648	HER2/DISH			
165	5972	細胞診 (蓄痰法)	容器変更	YM	蓄痰容器 (SPUTOR)
165	2725	婦人科 LBC (婦人科液状化検体細胞診)	備考文章追加	検体の採取方法については、186 ページ をご参照ください。	なし
			欄外提出時のご 注意	5. 婦人科 LBC の標本作製のみ (染色 のみ) のご依頼はお受けできません。 6. 専用容器内に採取器具を入れたま ま提出しないようお願いします。	なし
207	1938	HPV-DNA 型判定 / PCR-Invader	掲載分類移動	研究検査 / 感染症	免疫学的検査 (ウイルス) / ウイルス 抗原・遺伝子
215	4434	TGFβ1 潜在型	容器記号設定	B-7 → O-1	B-7 → (注)
			備考文章削除	削除	血漿分離後は速やかにポリプロピレン 容器に写し、凍結保存してください。

ページ	項目 コード	名称	変更部分	変更点(新)	変更点(旧)
219	54849	白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング	保存補足マーク 追加	「開封厳禁」	なし
219	54848				
219	54871	Major bcr / abl 定量			
219	54838				
219	54872	minor bcr/abl 定量			
219	54839				
219	54873	micro bcr / abl 定量			
219	54840				
219	54874	PML / RARα 定量			
219	54843				
219	54876	TEL / AML1 定量			
219	54845				
219	54878	CBFβ / MYH11 定量			
219	54847				
220	54850	MLL / AF1q 定量			
220	54901				
220	54879	MLL / AF4 定量			
220	54881				
220	56924	MLL / AF6 定量			
220	56729				
220	54880	MLL / AF9 定量			
220	54882				
220	56925	MLL / ENL 定量			
220	56730				
220	54875	AML1 / MTG8 定量 (AML1 / ETO 定量)			
220	54844				
220	54877	E2A / PBX1 定量			
220	54846				
221	5011	BCR/ABL 変異解析	掲載分類移動	研究検査 / 白血病関連遺伝子検査	染色体・遺伝子関連検査 / 血液疾患(遺伝子再構成・他)
			備考文章変更	「BCR/ABL キメラ mRNA がリアルタイム RT-PCR で低値もしくは検出されない時期の検体は、」	「BCR/ABL キメラ mRNA がリアルタイム RT-PCR で検出されない時期の検体は、」
221	3849	JAK2 遺伝子 V617F 変異解析	掲載分類移動	研究検査 / 白血病関連遺伝子検査	染色体・遺伝子関連検査 / 血液疾患(遺伝子再構成・他)
			保存補足マーク追加	「開封厳禁」	なし
233	1030	環境検査スクリーニング(一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)	検査方法変更	混釈平板培養法、平板塗抹法	ふきとり法
233	4768	落下細菌	検査方法変更	落下法	培養・同定
			備考文章変更	血液寒天培地・サブロー培地を一定時間開けて静置してください。	特に院内感染の原因となりやすい細菌を中心として、検出されたコロニー数をご報告します。 血液寒天培地、サブロー培地を開封し、静置時間を厳守してください。
233	4769	無菌試験 / 無菌試験(水)	名称統合	無菌試験	無菌試験 / 無菌試験(水)
			検査方法統合	平板塗抹法	平板拡散法、ふきとり法、スタンプアガー法
			容器追加	S-S、N、C-3	C-3、N
			所要日数	4～7	4～5
			備考材料変更	〔材料〕医療用器具のふきとり物、水、STA 培地等	〔材料〕医療用器具、ふきとり物など、水、排水
233	4730	レジオネラ菌	検査方法変更	冷却遠心濃縮法	定量培養

表記名称改訂項目

ページ	項目 コード	新名称	従来名称
6	453	総コレステロール (TC)(T-Cho)	総コレステロール (T-Cho)
13	4130	腓ホスホリパーゼ A2(腓 PLA2)	腓ホスホリパーゼ A2(腓 PLA2)
13	506	ACE(アンギオテンシン 1 転換酵素)	ACE(アンギオテンシンI転換酵素)
27	1217	P1NP(インタクト 1 型プロコラーゲン -N- プロペプチド)	P I NP(インタクトI型プロコラーゲン -N- プロペプチド)
27、55、60	7510	NTX- 血清 (1 型コラーゲン架橋 N- テロペプチド)	NTx- 血清 (I型コラーゲン架橋 N- テロペプチド)
27、55、60	3716	NTX- 尿 (1 型コラーゲン架橋 N- テロペプチド)	NTx- 尿 (I型コラーゲン架橋 N- テロペプチド)
28、55、60	5958	1CTP(1 型コラーゲン -C- テロペプチド)	I CTP(ワンシーティーピー)(I型コラーゲン -C- テロペプチド)
37	337	ソマトメジン C(IGF-1)	ソマトメジン C(IGF- I)
46	2685	HCG 定量 (ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量)	HCG(絨毛性ゴナドトロピン)
46	2686		
46、54	646		
46、54	197		
50	2910	PIVKA- II定量 (DCP)	PIVKA-II (DCP)
53	6470	NMP22 定量 - 尿 (核マトリックスプロテイン 22 定量 - 尿)	尿中 NMP22(尿中核マトリックスプロテイン 22)
57	891	フェリチン定量	フェリチン
59	876	ミオシン軽鎖 1	ミオシン軽鎖 I
59	878	ミオグロビン定量	ミオグロビン
59	985	ミオグロビン定量 - 尿	ミオグロビン
63	881	クリオグロブリン定性	クリオグロブリン
65	785	非特異的 IgE 定量	非特異的 Ig-E
71	752	抗核抗体 (ANA)/ 蛍光抗体法半定量	抗核抗体 (ANA)/ 蛍光抗体法
71	754	抗 DNA 抗体定量 /RIA	抗 DNA 抗体 /RIA 法
71	696	抗 ss-DNA-IgG 抗体定量	抗 ss-DNA 抗体 IgG
72	766	抗 RNP・Sm 抗体半定量	抗 RNP・Sm 抗体
72	4406	抗 SS-A/Ro 抗体半定量	抗 SS-A/Ro 抗体
72	4407	抗 SS-B/La 抗体半定量	抗 SS-B/La 抗体
73	4415	抗 Jo-1 抗体半定量	抗 Jo-1 抗体
74	703	RAPA(リウマトイド因子半定量)	RAPA(リウマトイド因子 /PA 法)
74	7901	抗シトルリン化ペプチド抗体定量 (抗 CCP 抗体定量)	抗シトルリン化ペプチド抗体 (抗 CCP 抗体)
74	9420	抗ガラクトース欠損 IgG 抗体定量 (CARF 定量)(Gal 欠損 IgG 抗体定量)	抗ガラクトース欠損 IgG 抗体 (CARF)(抗 Gal 欠損 IgG 抗体)
75	765	抗ミトコンドリア抗体定量 (AMA 定量)	抗ミトコンドリア抗体 (AMA)
75	6703	抗ミトコンドリア M2 抗体定量 (AMA-M2 定量)	抗ミトコンドリア M2 抗体 (AMA-M2)
77、129	9437	ループスアンチコアグラント定量 / 蛇毒試験 (LAC 定量 /DRVVT ループス抗凝固因子)	ループスアンチコアグラント (LAC/DRVVT ループス抗凝固因子)
77、129	3039	ループスアンチコアグラント定量 /PLI (LAC 定量 /PLI ループス抗凝固因子)	ループスアンチコアグラント (LAC/PLI ループス抗凝固因子)
79	916	TP 抗体 半定量 (梅毒トレポネーマ抗体 ; TPHA)	TP 抗体 定量 (梅毒トレポネーマ抗体 ; TPHA)
79	7212		
82	731	ASO 定量 (抗ストレプトリジン -O 価定量)	ASO 価 (抗ストレプトリジン -O 価)
82	707	ASK 半定量 (抗ストレプトキナーゼ価半定量)	ASK 価 (抗ストレプトキナーゼ価)
82、144	8605	インフルエンザ菌 b 型 (Hib) 迅速試験	インフルエンザ菌 (b 型) 迅速試験
83	4993	マイコプラズマ抗体半定量 /PA	肺炎マイコプラズマ抗体 /PA
83	7568		
83	4904		
83	7507		
83	1954	TBGL 抗体定性 (抗酸菌抗体定性)	TBGL 抗体 (抗酸菌抗体)
84	4373	ツツガムシ抗体半定量 カーブ IgG	ツツガムシ抗体 カーブ IgG
84	4387	ツツガムシ抗体半定量 カーブ IgM	ツツガムシ抗体 カーブ IgM
84	4372	ツツガムシ抗体半定量 カトー IgG	ツツガムシ抗体 カトー IgG
84	4386	ツツガムシ抗体半定量 カトー IgM	ツツガムシ抗体 カトー IgM
84	4371	ツツガムシ抗体半定量 ギリアム IgG	ツツガムシ抗体 ギリアム IgG
84	4385	ツツガムシ抗体半定量 ギリアム IgM	ツツガムシ抗体 ギリアム IgM
85	5762	プロカルシトニン定量 (PCT 定量)	プロカルシトニン (PCT)
85	5074	クリプトコックス・ネオフォルマンズ抗原 (定性 , 半定量)	クリプトコックス・ネオフォルマンズ抗原
85	3520		
85	5027	カンジダ抗原定性	カンジダ抗原
85	5239	カンジダマンナン抗原定性	カンジダマンナン抗原
87、144	6311	(糞便中) 大腸菌 O157 迅速検査 (大腸菌 O157 抗原定性)	(糞便中) 大腸菌 O157 迅速検査 (大腸菌 O157LPS 抗原)
87、144	6312	(糞便中) 大腸菌ベロ毒素迅速検査 (大腸菌ベロトキシン定性)	(糞便中) 大腸菌ベロ毒素迅速検査 (大腸菌ベロトキシン検査)
88	714	トキソプラズマ抗体半定量 /PHA	トキソプラズマ抗体 /PHA
104	4998	ロタウイルス抗原定性 - 糞便	ロタウイルス抗原
104	5205	単純ヘルペス特異抗原 (HSV 抗原定性)	単純ヘルペス特異抗原 (HSV 特異抗原)
104	7709	水痘・帯状ヘルペス抗原 (VZV 抗原定性)	水痘・帯状ヘルペス抗原 (VZV 抗原)
110	5061	HTLV-1 抗体半定量 /PA(ATLA 抗体半定量 /PA)	HTLV-I 抗体 (ATLA 抗体)(HTLV-I 抗体半定量)
110	7596		

ページ	項目 コード	新名称	従来名称
110	5060	HTLV-1 抗体 (ATLA 抗体) (HTLV-1 抗体)	HTLV-I 抗体 (ATLA 抗体) (HTLV-1 抗体)
110	7595		
110	5170	HTLV-1 抗体 /WB(ATLA 抗体 /WB)	HTLV-I 抗体 /WB(ATLA 抗体 /WB)
110	7700		
110	4985	HTLV-1 抗体 (ATLA 抗体)	HTLV-I 抗体 (ATLA 抗体)
110	7580		
110	7986	HTLV-1 プロウイルス DNA (HTLV-1-DNA)	HTLV-I プロウイルス DNA (HTLV-I-DNA)
110	6417	HTLV-1 プロウイルス DNA モノクロナリティー解析	HTLV-I プロウイルス DNA モノクロナリティー解析
110	56723	HTLV-1 DNA(tax 領域) 定量 (HTLV-1-tax 領域)	HTLV-I DNA(tax 領域) 定量 (HTLV-I-tax 領域)
111	5066	HIV-1,2 抗原・抗体同時測定定性 /CLIA	HIV 抗原・抗体 /CLIA(HIV-1,2 抗原・抗体同時測定)
112	743	HBs 抗体半定量 /PHA	HBs 抗体 /PHA(HBs 抗体半定量)
112	689	HBc 抗体 /CLIA(HBc 抗体定量)	HBc 抗体 /CLIA
112	748	HBc 抗体 /PHA(HBc 抗体半定量)	HBc 抗体 /PHA
126	336	フィブリノゲン定量 (Fib 定量)	フィブリノーゲン (Fib)
126	338	FDP 定量 (フィブリン・フィブリノゲン分解産物定量)	FDP (フィブリン・フィブリノゲン分解産物)
127	342	アンチトロンビン活性 (AT 活性)	アンチトロンビンⅢ活性 (AT Ⅲ)
127	867	アンチトロンビン抗原 (AT 抗原)	アンチトロンビンⅢ抗原 (AT Ⅲ)
127	3056	トロンビン・アンチトロンビン複合体 (TAT)	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体 (TAT)
127	3046	プラスミノゲン活性	プラスミノーゲン活性
127	868	プラスミノゲン抗原	プラスミノーゲン抗原量
127	343	アンチプラスミン活性 (プラスミンインヒビター)	アンチプラスミン活性 ($\alpha 2$ プラスミンインヒビター)
127	2289	プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 (PIC)	プラスミン・ $\alpha 2$ - プラスミンインヒビター複合体 (PIC)
128	3043	第 X Ⅲ因子抗原 (F13)	第 X Ⅲ因子抗原量 (F13)
129	7492	プロテイン S 抗原 (遊離型抗原量)	プロテイン S (遊離型抗原量)
129	3041	フォン・ウィルブランド因子活性 (VWF 活性) (リストセチン コファクター)	フォン・ウィルブランド因子活性 (vWF 活性) (リストセチン コファクター)
136		薬剤感受性試験 3 菌種以上	薬剤感受性試験 3 菌種
140	8160	病原性大腸菌 O 群血清型 (大腸菌血清型別)	病原性大腸菌 O 群血清型 (大腸菌抗原同定検査)
142	6341	結核菌群抗原定性	結核菌群抗原
143	8718	マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定 / リアルタイム PCR (非結核性抗酸菌 (MAC)/ リアルタイム PCR)	マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定 / リアルタイム PCR (非結核性抗酸菌 / リアルタイム PCR)
152	1689	22q11.2 欠失症候群	22q11.2 欠失症候群 (CATCH22 症候群)
215	4434	TGF β 1	TGF β 1 潜在型

掲載削除項目



項 目 コード	名称	項目補足	BML Information No.
2690	HbA1c (JDS)	2013 年 4 月以降は HbA1c (NGSP) 又は HbA1c (併記) で対応	2013-5
759	抗白血球抗体 (抗リンパ球抗体)	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
3200	リンパ球混合培養 (MLC) 受給者	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
3201	リンパ球混合培養 (MLC) 提供者	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
3202	リンパ球混合培養 (MLC) 非血縁者	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
770	抗 ds-DNA 抗体 IgG/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4340	抗 RNP 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4341	抗 Sm 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4342	抗 SS-A/Ro 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4343	抗 SS-B/La 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4026	抗 Jo-1 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4344	抗 Scl-70 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4404	抗セントロメア抗体/蛍光抗体法	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4027	抗セントロメア抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
718	百日咳菌抗体 (山口株、東浜株)	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
1260	HBs 抗体/EIA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4505	HCV 特異抗体価 (RIBA Ⅲ)	2013 年 3 月末にて中止	2013-11
8671	淋菌-DNA (淋菌核酸検出)	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4567	淋菌/PCR	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
5711	淋菌及びクラミジアトラコマチス/PCR	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
5070	クラミジア・トラコマチス/DNA	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
2913	クラミジア・トラコマチス/PCR	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
4635	尿中ヒアルロン酸	2012 年 9 月末にて中止	2012-17
7239	関節液中ヒアルロン酸	2012 年 9 月末にて中止	2012-17
7244	コンドロイチン硫酸異性体-血清	2012 年 9 月末にて中止	2012-17
7235	コンドロイチン硫酸異性体-関節液	2012 年 9 月末にて中止	2012-17
7240	関節液セット (蛋白、粘度、曳糸性)	2012 年 9 月末にて中止	2012-17
6897	尿中 8- エピプロスタグランディン F2 α	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
3967	6 ケトプロスタグランディン F1 α	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
7481	6 ケトプロスタグランディン F1 α	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
3968	トロンボキサン B2	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
7482	トロンボキサン B2	2013 年 3 月末にて中止	2013-3
5844	ミトコンドリア遺伝子 1555 変異	2013 年 3 月末にて中止	2013-3

全体の変更

変更部分	変更内容																																																																																																																																			
①ウイルス抗体価	髄液項目を本文から外し、P.105 ～ 107「■ウイルス検査一覧表」にまとめました。(No.7665 単純ヘルペス IgG/EIAを除く) 「■ウイルス検査一覧表」に必要量の表示を追加しました。 免疫学的検査 (ウイルス) Immunology <table><tr><th>コード No.</th><th>検査項目</th><th>統一コード</th><th>検体必要量 (mL)</th><th>容器</th><th>保存</th><th>採取条件</th><th>提出条件</th><th>備考</th><th>所要日数</th><th>検査方法</th><th>基準値 (最低希釈倍率)</th><th>実施科 判断料</th></tr><tr><td>4911</td><td rowspan="3">CF</td><td rowspan="3">5F150-1430-023-141 5F150-1430-041-141</td><td>血清0.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 1 5</td><td rowspan="2">CF法</td><td>血清4倍</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>7520</td><td>髄液0.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 1 5</td><td>髄液1倍</td></tr><tr><td>4813</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8 1 4</td><td>血清4倍</td></tr></table> ↓ 免疫学的検査 (ウイルス) Immunology <table><tr><th>コード No.</th><th>検査項目</th><th>統一コード</th><th>検体必要量 (mL)</th><th>容器</th><th>保存</th><th>採取条件</th><th>提出条件</th><th>備考</th><th>所要日数</th><th>検査方法</th><th>基準値</th><th>実施科 判断料</th></tr><tr><td>4911</td><td>CF</td><td>5F150-1430-023-141</td><td>血清0.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 1 5</td><td>CF法</td><td>4倍未満</td><td></td></tr><tr><td>4813</td><td>1型/NT</td><td>5F151-1430-023-151</td><td>血清0.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8 1 4</td><td>NT法</td><td>4倍未満</td><td></td></tr><tr><td>4814</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8 1 4</td><td>NT法</td><td>4倍未満</td><td></td></tr></table> 免疫学的検査 (ウイルス) Immunology ■ウイルス検査一覧表 依頼コード No.、検体必要量一覧 <table><tr><th>検査項目</th><th>EIA 必要量 (コードNo.) (mL)</th><th>CF 必要量 (コードNo.) (mL)</th><th>HI 必要量 (コードNo.) (mL)</th><th>NT 必要量 (コードNo.) (mL)</th><th>FA 必要量 (コードNo.) (mL)</th></tr><tr><td>アデノ</td><td></td><td>4911 0.3 7520 0.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アデノ1型</td><td></td><td></td><td></td><td>4813 0.2 7612 0.5</td><td></td></tr><tr><td>アデノ2型</td><td></td><td></td><td></td><td>4814 0.2 7613 0.5</td><td></td></tr><tr><td>アデノ3型</td><td></td><td></td><td></td><td>4815 0.2 7614 0.5</td><td></td></tr><tr><td>アデノ4型</td><td></td><td></td><td></td><td>4816 0.2 7615 0.5</td><td></td></tr></table>	コード No.	検査項目	統一コード	検体必要量 (mL)	容器	保存	採取条件	提出条件	備考	所要日数	検査方法	基準値 (最低希釈倍率)	実施科 判断料	4911	CF	5F150-1430-023-141 5F150-1430-041-141	血清0.3						3 1 5	CF法	血清4倍		7520	髄液0.5					3 1 5	髄液1倍	4813							8 1 4	血清4倍	コード No.	検査項目	統一コード	検体必要量 (mL)	容器	保存	採取条件	提出条件	備考	所要日数	検査方法	基準値	実施科 判断料	4911	CF	5F150-1430-023-141	血清0.3						3 1 5	CF法	4倍未満		4813	1型/NT	5F151-1430-023-151	血清0.2						8 1 4	NT法	4倍未満		4814									8 1 4	NT法	4倍未満		検査項目	EIA 必要量 (コードNo.) (mL)	CF 必要量 (コードNo.) (mL)	HI 必要量 (コードNo.) (mL)	NT 必要量 (コードNo.) (mL)	FA 必要量 (コードNo.) (mL)	アデノ		4911 0.3 7520 0.5				アデノ1型				4813 0.2 7612 0.5		アデノ2型				4814 0.2 7613 0.5		アデノ3型				4815 0.2 7614 0.5		アデノ4型				4816 0.2 7615 0.5	
コード No.	検査項目	統一コード	検体必要量 (mL)	容器	保存	採取条件	提出条件	備考	所要日数	検査方法	基準値 (最低希釈倍率)	実施科 判断料																																																																																																																								
4911	CF	5F150-1430-023-141 5F150-1430-041-141	血清0.3						3 1 5	CF法	血清4倍																																																																																																																									
7520			髄液0.5					3 1 5	髄液1倍																																																																																																																											
4813									8 1 4	血清4倍																																																																																																																										
コード No.	検査項目	統一コード	検体必要量 (mL)	容器	保存	採取条件	提出条件	備考	所要日数	検査方法	基準値	実施科 判断料																																																																																																																								
4911	CF	5F150-1430-023-141	血清0.3						3 1 5	CF法	4倍未満																																																																																																																									
4813	1型/NT	5F151-1430-023-151	血清0.2						8 1 4	NT法	4倍未満																																																																																																																									
4814									8 1 4	NT法	4倍未満																																																																																																																									
検査項目	EIA 必要量 (コードNo.) (mL)	CF 必要量 (コードNo.) (mL)	HI 必要量 (コードNo.) (mL)	NT 必要量 (コードNo.) (mL)	FA 必要量 (コードNo.) (mL)																																																																																																																															
アデノ		4911 0.3 7520 0.5																																																																																																																																		
アデノ1型				4813 0.2 7612 0.5																																																																																																																																
アデノ2型				4814 0.2 7613 0.5																																																																																																																																
アデノ3型				4815 0.2 7614 0.5																																																																																																																																
アデノ4型				4816 0.2 7615 0.5																																																																																																																																
②検体の保存安定性	巻末の表を見直し、各該当項目の保存欄に移動しました。 コード No. 検査項目 統一コード 検体必要量 (mL) 容器 保存 採取条件 提出条件 備考 所要日数 検査方法 基準値 実施科 判断料 <table><tr><td>401</td><td>総蛋白 (TP)</td><td>3A010-0000-023-271</td><td>血清0.5</td><td>B-1 S-1</td><td>冷蔵 (1か月)</td><td></td><td></td><td></td><td>1 2</td><td>比色法 (Biuret法)</td><td>6.5~8.2</td><td>11 生1 ※1</td></tr><tr><td>403</td><td>アルブミン (Alb)</td><td></td><td>血清0.5</td><td>B-1 S-1</td><td>冷蔵 (1か月)</td><td></td><td></td><td></td><td>1 2</td><td>比色法 (BCG法)</td><td>3.7~5.5</td><td>11 生1 ※1</td></tr></table>	401	総蛋白 (TP)	3A010-0000-023-271	血清0.5	B-1 S-1	冷蔵 (1か月)				1 2	比色法 (Biuret法)	6.5~8.2	11 生1 ※1	403	アルブミン (Alb)		血清0.5	B-1 S-1	冷蔵 (1か月)				1 2	比色法 (BCG法)	3.7~5.5	11 生1 ※1																																																																																																									
401	総蛋白 (TP)	3A010-0000-023-271	血清0.5	B-1 S-1	冷蔵 (1か月)				1 2	比色法 (Biuret法)	6.5~8.2	11 生1 ※1																																																																																																																								
403	アルブミン (Alb)		血清0.5	B-1 S-1	冷蔵 (1か月)				1 2	比色法 (BCG法)	3.7~5.5	11 生1 ※1																																																																																																																								
③参照資料 (採取方法)	「頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチンの検体採取方法」を追加しました。 クラミジア・トラコマチス、淋菌 PCR の採取法をリアルタイム PCR 採取法に差し替えました。 「HPV-DNA 関連検査の検体採取法」を追加しました。																																																																																																																																			
④英小文字を英大文字に変更 ローマ数字“I”をアラビア数字“1”に変更	例) NTx-血清 → NTX-血清 例) I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド → 1型コラーゲン架橋 N-テロペプチド																																																																																																																																			

● 容器

容器変更

容器名称	新	旧	容器名称	新	旧
B-14 血中アンモニア専用管			B-20 遺伝子診断組織他 凍結サンプル用		
B-31 エンドトキシン(透析液用)			喀痰採取用(蓄痰用)		
			容器記号	YM	SPUTOR
			貯蔵方法	10～30℃	1～35℃

有効期間変更

容器名称	新	旧
B-15 アプロチニン入 EDTA 管	製造後1年6か月(開封後1週間)	製造後1年6ヶ月(開封後1ヶ月)
B-16 PF4, β -TG 検査専用管	製造後365日	製造後1年
B-19 遺伝子診断検査血液用	製造後510日	製造後17ヶ月
B-29 血小板表面 IgG 用	製造後720日	製造後2年
HIV HIV 専用	製造後365日	製造後1年
CB-5 好気用レズンボトル	製造後270日	製造後9ヶ月
CB-6 嫌気用レズンボトル	製造後365日	製造後1年

容器容量変更

容器名称	新	旧
S-S 滅菌スピッツ管	10mL	5mL


容器内容物変更

容器名称	新	旧
B-17 アルミニウム用インセパック	凝固促進剤、ヘパリン中和剤、血清分離剤	凝固促進剤、血清分離剤
B-29 血小板表面 IgG 用 (ACD 溶液成分)	クエン酸、クエン酸3Na、デキストロース	クエン酸、クエン酸3Na、ブドウ糖

対象材料表示変更

容器名称	新	旧
KE 子宮頸管粘液中顆粒球エラストーゼ用 (定量用)	子宮頸管粘液	腔分泌液 (子宮頸管部)

新規掲載容器

容器名称 CT/NG PCR-S 淋菌、クラミジア・トラコマチス / リアルタイムPCR専用 (子宮頸管擦過物用) 貯蔵方法：室温 有効期間：製造後1年		容器名称 CT/NG PCR-U 淋菌、クラミジア・トラコマチス / リアルタイムPCR専用 (尿、うがい液用) 貯蔵方法：室温 有効期間：製造後1年		容器名称 O-1 TGFβ-1 専用容器 容 量：5mL 貯蔵方法：室温	
--	--	---	--	---	--

掲載削除容器

容器名称
B-21 インドメサシン・EDTA 管
PACE クラミジア・トラコマチス (DNA)・淋菌同定 (DNA) 用