

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

下記項目の検査試薬につきまして、試薬販売元から、従来試薬の販売中止の連絡があり、急遽、従来試薬と同一製造元の改良試薬を検討させていただきました。

弊社では下記日程で検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



### 項目名

● デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 (依頼コード No.4765 → 1988)

変更日 2015年9月28日(月)受付分より

なお、この変更に伴い、依頼コード No.、検体必要量、所要日数、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。

従来コード(依頼コード No.4765)につきましては、10月31日(土) 受付分までで受託を中止させていただきますので、依頼コード No. の切り替えをお願い申し上げます。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用  
アプリ B-Book



電子カルテはビー・エム・エル




## 受託要領


|           | 新                  | 従来                 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 依頼コードNo.  | 1988               | 4765               |
| 検査項目名     | デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | 同左                 |
| 統一コード     | 2C105-0000-023-051 | 2C105-0000-023-813 |
| 検査材料      | 血清                 | 同左                 |
| 検体必要量     | 0.5mL              | 0.4mL              |
| 容器        | B-1→S-1            | 同左                 |
| 検体の保存方法   | 凍結                 | 同左                 |
| 所要日数      | 2～3                | 2～5                |
| 検査方法      | CLIA法              | Radioenzyme Assay  |
| 基準値       | 7.5以下              | 5.0以下              |
| 報告単位      | U/L                | 同左                 |
| 報告範囲      | 2.0未満～最終値          | 0.5以下～最終値          |
| 報告桁数      | 小数第1位              | 同左                 |
| 検査実施料/判断料 | 233点/125点(血液学的検査)  | 同左                 |

## 新試薬と従来試薬の相関

〈全体〉



〈低値域 2.0～40.0 U/L〉



自社検討資料