

投与薬剤フルベストラントが エストラジオール(E₂)測定値に及ぼす 影響についてのお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、エストラジオール(E₂)検査試薬におきまして、試薬製造販売元より下記の連絡がございましたのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● エストラジオール(E₂)

(依頼コード No. 642)

閉経後乳癌治療剤として用いられる薬剤「フルベストラント」(商品名：フェソロデックス®筋注250mg)を投与されている患者様におきまして、エストラジオール(E₂)の測定値が、高値傾向(交差反応率0.23%)となることが判明しました。

エストラジオール(E₂)偽高値の結果により、不適切な評価につながる可能性があるため、ご注意くださいようお願い申し上げます。

※弊社受託のエストラジオール(E₂)検査は、免疫反応に基づく測定法であり、フルベストラントの影響を受けないエストラジオール(E₂)測定法の検査受託は行っておりません。何卒よろしくご了承の程お願い申し上げます。

