

検査機器および報告書変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査機器の更新に伴い報告書の仕様を変更させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹白



項目名

- フローPRA抗体スクリーニング (依頼コード No.03632)
- フローサイトクロスマッチ：受給者(レシピエント) (依頼コード No. 13007)
：提供者(ドナー) (依頼コード No. 13008)

変更日 2018年6月1日(金)受付分より

※この変更に伴う、受託要領の変更はございません。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



● フローPRA 抗体スクリーニング

報告書の変更点

使用機器搭載プログラムの関係で、ヒストグラムの色調等が変わります。

「アブソルアウトの実施」は全検体について実施しているため、新報告書では記載を省略させていただきます。

新

従来

000-15 53510.00 BML総合研究所

受付日 18年 0月 0日 受付No. 000-0000

氏 名 BML タロウ

カルテNo.

採取日 年 月 日 時 分

診療科

病 歴

検査 者

検査結果報告書

フローPRA抗体スクリーニング

結果 Class I 判定 (+) %PRA 78.2 %

Class II 判定 (+) %PRA 80.3 %

Class I

Experiment Name	20170512_FlowPRA_Su
Tube Name	000-0000
Acquisition Date	May 12 2017 12:38:48 PM
Population	HLA-DR
% Class I	17.7%
% Pos	78.2

Class II

Experiment Name	20170512_FlowPRA_Su
Tube Name	000-0000
Acquisition Date	May 12 2017 12:38:48 PM
Population	HLA-DR
% Class II	18.1%
% Pos	80.3

Control

Experiment Name	20170512_FlowPRA_Su
Tube Name	000-0000
Acquisition Date	May 12 2017 12:38:48 PM
Population	HLA-DR
% Control	1.2%
% Pos	1.1

BML使用欄 Class I : ☒ マルダビーク ☒ %Gated>10%
☒ マルダビーク ☒ %PRA>10%
 Control: ☐ シフト

コメント

※本検査は研究用試薬によるものです。他の検査結果及び臨床所見等を考慮して総合的にご判断下さい。

BML総合研究所 報告 2018年 0月 0日
049-232-3131

検査責任者 荒井信貴

000-15 53510.00 BML総合研究所

受付日 18年 0月 0日 受付No. 000-0000

氏 名 BML タロウ

カルテNo.

採取日 年 月 日 時 分

診療科

病 歴

検査 者

検査結果報告書

《フローPRA抗体スクリーニング検査報告書》

結果 Class I (+) Gate% 74.00 %

Class II (+) Gate% 72.79 %

Class I

Exp. ID	20170518J06	Sample ID	FlowPRA SC
Patient ID		Acquisition Date	19-May-17
Gate	22291	Total Events	44589

Class II

Exp. ID	20170518J06	Sample ID	FlowPRA SC
Patient ID		Acquisition Date	19-May-17
Gate	11044	Total Events	44589

Control

Exp. ID	20170518J06	Sample ID	FlowPRA SC
Patient ID		Acquisition Date	19-May-17
Gate	2291	Total Events	44589

BML使用欄 Class I : ☒ マルダビーク ☒ %Gated>10%
☒ マルダビーク ☒ %Gated>10%
☐ コントロールシフト
☐ アナログアートの実施

※本検査は研究用試薬によるものです。本製品検査結果のみでの評価は行わず、他の検査結果及び臨床所見等を考慮して総合的にご判断下さい。

BML総合研究所 報告 2018年 0月 0日
049-232-3131

検査責任者 荒井信貴

● フローサイトクロスマッチ：受給者（レシピエント） ：提供者（ドナー）

報告書の変更点

使用機器搭載プログラムの関係で、ヒストグラムの色調等が変わります。

新	従来												
 000-01 00001.00 BML総合研究所 院 受付日 18年0月0日 受付№.000-0001 氏名 BML タロウ 様 カルテ№. 採取日 18年0月0日 00時00分 診療科 備考 材料 病棟 新尿量 検査結果報告書 フローサイトクロスマッチ 受付№. 000-0001 氏名 BML タロウ 様 (レシピエント) 受付№. 000-0002 氏名 BML ハナコ 様 (ドナー) <table border="1"> <tr> <td>T Cell 判定 (-)</td> <td>Ratio (Sample Median - Control Median)</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>B Cell 判定 (-)</td> <td>Ratio (Sample Median - Control Median)</td> <td>0.8</td> </tr> </table> T cell カットオフ値(+) Ratio ≥ 2.0 B cell カットオフ値(+) Ratio ≥ 2.0 【T cell-IgG】 ①Control Negative Serum×Donor T cell ②Sample Recipient Serum×Donor T cell 【B cell-IgG】 ①Control Negative Serum×Donor B cell ②Sample Recipient Serum×Donor B cell コメント BML総合研究所 報告 2018 年 0 月 0 日 検査責任者 荒井信	T Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	1.0	B Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	0.8	 000-01 00001.00 BML総合研究所 院 受付日 18年0月0日 受付№.000-0001 氏名 BML タロウ 様 カルテ№. 採取日 18年0月0日 00時00分 診療科 備考 材料 病棟 新尿量 検査結果報告書 フローサイトクロスマッチ 受付№. 000-0001 氏名 BML タロウ 様 (レシピエント) 受付№. 000-0002 氏名 BML ハナコ 様 (ドナー) <table border="1"> <tr> <td>T Cell 判定 (-)</td> <td>Ratio (Sample Median - Control Median)</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>B Cell 判定 (-)</td> <td>Ratio (Sample Median - Control Median)</td> <td>0.9</td> </tr> </table> カットオフ値(+) Ratio ≥ 2.0 【T Cell-IgG】 ①Control Negative Serum×Donor T cell ②Sample Recipient Serum×Donor T cell 【B cell-IgG】 ①Control Negative Serum×Donor B cell ②Sample Recipient Serum×Donor B cell コメント BML総合研究所 報告 2018 年 0 月 0 日 検査責任者 荒井信	T Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	1.0	B Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	0.9
T Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	1.0											
B Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	0.8											
T Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	1.0											
B Cell 判定 (-)	Ratio (Sample Median - Control Median)	0.9											