

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして、従来試薬販売中止のため同等の性能を有する自社調製試薬を用いた検査に変更させていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。  
謹白



### 項目名

総合検査案内 2018 : 229 ページ掲載

- CYP2C19 2項目セット (依頼コード No.09217)
- CYP2C19\*2 (G681A) (依頼コード No.07357)
- CYP2C19\*3 (G636A) (依頼コード No.07358)

変更日 2018年7月2日(月) 受付分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3  
総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1  
☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用  
アプリ B-Book



Google play



Available on the  
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



## 受託要領

	新	従来
依頼コードNo. 検査項目名	09217 : CYP2C19 2項目セット 07357 : CYP2C19*2 (G681A) 07358 : CYP2C19*3 (G636A)	同左
検査材料	血液	同左
検体必要量	2.0mL	同左
容器	B-30(EDTA2K加血)	同左
検体の保管方法	冷蔵、開封厳禁	同左
所要日数	3~10	同左
検査方法	PCR-Invader法 (自社調製試薬)	PCR-Invader法 (Invader-Plus法)
基準値	なし	同左
報告範囲 (報告形式)	【09217】2項目セット CYP2C19のGenotype: *1/*1,*1/*2,*1/*3,*2/*2,*2/*3,*3/*3 【07357】*2 CYP2C19遺伝子681番目の塩基の同定: G/G, G/A, A/A 【07358】*3 CYP2C19遺伝子636番目の塩基の同定: G/G, G/A, A/A	同左
検査実施料/判断料	未収載	同左

## 従来法との相関

		従来						総計
		*1/*1	*1/*2	*1/*3	*2/*2	*2/*3	*3/*3	
新	*1/*1	14	0	0	0	0	0	14
	*1/*2	0	11	0	0	0	0	11
	*1/*3	0	0	8	0	0	0	8
	*2/*2	0	0	0	4	0	0	4
	*2/*3	0	0	0	0	5	0	5
	*3/*3	0	0	0	0	0	2	2
総計		14	11	8	4	5	2	44

自社検討資料

### 【検査方法の参考文献】

Tadokoro K., et al.: J Virol Methods 155, 182-186, 2009.