

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
 この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● オートタキシン

(依頼コード No.13160)

受託開始日 2018年8月1日(水) 受付分より

オートタキシンは、全身の細胞で産生・分泌される125KDaの糖蛋白質で、生理活性脂質リゾホスファチジン酸(LPA)を産生し、LPAの血中濃度を規定する酵素として働きます。
 オートタキシンとLPAは肝臓の線維化に伴って血中濃度が上昇することが報告されており、血中オートタキシン濃度の測定は、慢性肝炎や肝硬変の患者において肝臓の線維化進展の診断補助に有用であると考えられます。

受託要領

依頼コードNo.	13160
検査項目名	オートタキシン
統一コード	5C240-0000-023-023
検体必要量	血清 0.5mL
容器	B-1→S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	2~3
検査方法	EIA法
基準値	男性：0.388~0.912 女性：0.450~1.280
単位	mg/L
報告範囲	0.100未満~最終値
報告桁数	小数第3位
検査実施料/判断料	194点/144点(生化学的検査(I))

【検査方法の参考文献】 島本 怜史, 他: 東ソー研究・技術報告 61, 99-103, 2017.

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
 総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1
 ☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

