

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、株式会社理研ジェネシスに委託している下記項目につきまして、検体の発送スケジュールおよびアクセススケジュールを見直し、所要日数を変更させていただきます。
なお、この変更に伴う検査方法、報告単位等の変更はございません。
何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹白



項目名

Information No.2019-40にてご案内

● NCCオンコパネルシステム

(依頼コードNo.77404)

変更日 2020年3月2日(月) 受付分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1
☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station

受託要領

	新	従来
依頼コードNo.	77404	同左
検査項目名	NCCオンコパネルシステム 13254 NCCオンコパネル抽出 13255 NCCオンコパネル解析	同左
検体必要量	①未染スライド5枚(10μm厚)または10枚(5μm厚) ②血液2.0mL (必ず①と②を併せてご提出ください。)	同左
容器	血液：B-30(EDTA2K)	同左
検体の保存方法	スライド：室温 血液：冷蔵※	同左
所要日数	16~22	23~34
検査方法	次世代シーケンス(NGS)法	同左
基準値	なし	同左
単位	なし	同左
検査実施料/判断料	56,000点 特定保険医療材料としては設定せず、 新規技術料にて評価する。 ・包括的ゲノムプロファイル取得のための本品検査 (パネル検査)実施に係る準用技術 (パネル検査実施料) 8,000点 ・パネル検査の結果の判断及び説明等の実施に係る 準用技術 (パネル検査判断・説明料) 48,000点	同左
検査委託先	株式会社 理研ジェネシス	同左
備考	※採血後14日以内の場合は冷蔵でご提出ください。 ただし、採血後14日を超える場合は従来通り、凍結 にてご提出ください。	同左

検体のご提出にあたり、依頼書のご記入内容やご提出検体に不備があった場合、検査が一時的に中断する可能性があります。その場合、報告書のお届けまで通常より日数が掛かりますので、ご注意ください。

検体提出時のご注意

- 1) 依頼書に必要事項をご記入される際は、赤字の注意事項に気をつけてください。
- 2) HE染色スライドは提出不要です。
- 3) 腫瘍細胞が20%未満の場合には、マクロダイセクションが必要です。マクロダイセクションを実施する場合、全てのスライド裏面に腫瘍部を囲うようにマーキングをしてください。依頼書の「マクロダイセクション」欄の必要の方を丸で囲み、「腫瘍細胞含有率」(%)にマーキング内の腫瘍細胞含有率をご記入ください。