

## 新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



### 項目名

● 抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル) (依頼コード No.13648)

受託開始日 2021年8月2日(月) ご依頼分より

指定難病の1つである抗リン脂質抗体症候群(APS)は、抗リン脂質抗体(aPL)が血中に証明され、さまざまな部位の動静脈血栓症、習慣流産などの妊娠合併症をきたす疾患です。

国際血栓止血学会(ISTH)は、APSの診断基準で、ループスアンチコアグラント、抗リン脂質抗体4項目(抗カルジオリピン抗体: aCL IgG/IgM、抗β2グリコプロテイン1抗体: aβ2GP1 IgG/IgM)の同時検査を推奨しており、ループスアンチコアグラント、抗カルジオリピン抗体、抗β2グリコプロテイン1抗体のいずれかが12週以上の間隔で2回以上陽性の場合、APSであるとしています。

本検査は、APSの診断補助検査として有用です。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用  
アプリ B-Book



電子カルテはビー・エム・エル



## 受託要領

依頼(報告)コード No.	13648(親)APS検査パネル
	(子)22982 抗カルジオリピンIgG (子)22983 抗カルジオリピンIgM (子)22984 抗β2GP1 IgG (子)22985 抗β2GP1 IgM
検査項目名	抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル)
統一コード	5G519-0000-022-051
検体必要量	血漿(クエン酸Na) 0.5mL
容器	B-11→S-1
検体の保存方法	凍結
所要日数	2~5
検査方法	CLIA法
基準値	20.0以下
単位	U/mL
報告範囲	抗カルジオリピンIgG : 2.6以下~2024.0以上 抗カルジオリピンIgM : 1.0以下~774.0以上 抗β2GP1 IgG : 6.4以下~6100.0以上 抗β2GP1 IgM : 1.1以下~841.0以上
報告桁数	小数第1位
検査実施料/判断料	696点/144点(免疫学的検査)

### 【検査方法の参考文献】

奥 健志, 他: Jpn. J. Clin. Immunol 38(3), 157-163, 2015.