

PD-L1/28-8(胃癌)検査 適応拡大のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、新たな適応疾患を追加して検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● PD-L1/28-8(胃癌)

(依頼コード No.13053)

受託開始日 2022年1月24日(月) ご依頼分より

2017年に保険収載されたPD-L1検査は、今日までに様々な腫瘍に保険適用が拡大されてきました。今回、【PD-L1/28-8検査】で胃癌が拡大対象となり、免疫チェックポイント阻害剤「ニボルマブ」の適切な投与を行うために用いられます。

この度、本検査の受託体制が整いましたので受託開始をご案内申し上げます。

受託要領

依頼コード No.	13053
検体必要量	・未染色スライド標本4枚(切片は3~4μm厚) ・パラフィン包埋ブロック
検体の保存方法	室温
検査方法	免疫組織化学染色(IHC)
報告形式	CPS:1未満、1以上5未満、5以上
所要日数	7~10日
保険点数	2700点
検体提出上のご注意	・必ずシラン等のコーティングスライドをご使用ください。 ・病理診断名、病理所見は判定上必須となりますので、依頼書にご記載ください。(可能であれば、病理報告書の添付をお願いいたします。) ・腫瘍細胞数100個以上が確認された組織のご提出をお願いいたします。 ・10%中性緩衝ホルマリンで24~48時間の固定検体が推奨されています。 ・脱灰や他の固定液を使用して処理された組織は推奨されていません。 ・パラフィン包埋ブロックで提出の場合、別途作製料金が発生します。

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station