

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記2種の容器につきましてメーカーより「容器の材質変更」の連絡と「貯蔵・保管方法及び使用期間等」の改訂連絡が入りましたのでご案内申し上げます。

謹白





● 容器の変更

- 血中アンモニア専用管 (容器記号: B-14)
- アプロチニン入EDTA管 (容器記号: B-15)

変更日 2013年4月より順次

● 血中アンモニア専用管

容器の材質をポリエチレンテレフタレートからポリプロピレンへ変更させていただきます。なお、ご使用方法等に変更はございません。

	新容器	従来容器
容器記号	B-14	同左
材質	ポリプロピレン (色: 半透明)	ポリエチレンテレフタレート (色: 透明)
容器画像		

* 除蛋白液の成分・分量に変更はありません。

また、使用方法も従来通りで、採血後ただちに血液 1.0mL を正確に入れ、転倒混和後、遠心分離して、上清 3.0mL を S-1 容器へ分取し密栓して凍結保存してください。

● アプロチニン入EDTA管

アルミ包装開封後の有効期間を変更させていただきます。なお、容器形状、材質、内容物及びご使用方法等に変更はございません。

	変更後	変更前
容器記号	B-15	同左
有効期間の表記	製造後1年6ヶ月 (アルミ包装開封後1週間)	製造後1年6ヶ月 (アルミ包装開封後1ヶ月)