



## 新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



### 項目名

● SP-A (肺サーファクタント蛋白A) (依頼コードNo.6831)

受託開始日 2014年3月31日(月) 受付分より

肺サーファクタントは肺胞Ⅱ型上皮細胞で産生され肺胞腔に分泌されるリン脂質と蛋白質の複合体で、肺胞の表面張力を制御する機能を有しています。肺サーファクタントを構成する蛋白質の1つであるSP-Aは、主に肺胞Ⅱ型上皮細胞におけるサーファクタントの代謝調節、肺胞マクロファージの貪食能および走化能の増強作用があります。SP-Aは肺特異性が高く他では産生されないため、KL-6、SP-Dと同様にその血中濃度は炎症性肺疾患のマーカーとして利用され、とくに間質性肺炎で高値を示す例が多く、非活動期に比べて活動期では有意に高値を示すことが報告されております。本検査は、間質性肺炎と他疾患との鑑別や間質性肺炎の活動性と非活動性の鑑別、治療経過観察の指標として有用です。

### 受託要領

依頼コードNo.	6831
統一コード	3F250-0000-023-052
検体必要量	血清 0.6mL
容器	B-1→S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	2～3
検査方法	CLEIA法
基準値	43.8未満
単位	ng/mL
報告桁数	小数第1位
検査実施料/判断料	130点/144点(生化学的検査(I))

【測定法の参考文献】 大木 卓, 他: 医学と薬学 71, 161-166, 2014.

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3  
総合研究所: 〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1  
☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル

**Qualis**  
Medical Station