

## 容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、微生物学的検査で使用しております血液培養容器を下記日程にて順次変更させていただきますので、ご案内申し上げます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



### ● 容器の変更


#### 血液培養容器

- 好気用レズンボトル (容器記号: CB-5)
- 嫌気用レズンボトル (容器記号: CB-6)

**変更日 2016年2月より 在庫なくなり次第、順次変更**

#### 変更内容

1. 材質がプラスチックになり、軽くて丈夫になります。
2. 高さが2cm低くなります。

	新	従来
容器記号	CB-5、CB-6	同左
容器名	好気用レズンボトル 嫌気用レズンボトル	同左
採取量	3~10mL	同左
容器の貯蔵方法	室温遮光下にて保存	同左
有効期限	CB-5: 製造後274日 CB-6: 製造後274日	CB-5: 製造後270日 CB-6: 製造後365日
内容	プロス	同左
材質	プラスチック	強化ガラス
主な適応検査項目	CB-5: 好気性菌培養同定(血液) 真菌培養同定 CB-6: 嫌気性菌培養同定(血液)	同左
容器画像	 CB-5 CB-6	 CB-5 CB-6

※ご提出方法に変更はございません。