

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、試薬製造販売元より「日本電子社製自動分析装置における分析条件（測定パラメータの近似式タイプ）について変更」のご案内がありました。

これに伴い、測定精度向上を期し、下記の日程で分析条件を変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2018 : 29, 31-34 ページ掲載

- | | |
|-------------|------------------|
| ● ジゴキシシン | (依頼コード No.00661) |
| ● フェノバルビタール | (依頼コード No.00664) |
| ● フェニトイン | (依頼コード No.00663) |
| ● バルプロ酸 | (依頼コード No.00392) |
| ● カルバマゼピン | (依頼コード No.00666) |
| ● アルベカシン | (依頼コード No.12976) |
| ● テオフィリン | (依頼コード No.12974) |

変更日 2018年7月17日(火)受付分より

次ページに続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play

Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station

変更内容


従前の分析条件も試薬性能を満たす測定条件ではございますが、他機種と測定条件を同一にすることにより、測定値を最適化できることが確認されたため、測定パラメータの近似式を「Logit Log」へ変更させていただきます。

項目名	新	従来
ジゴキシシン	Logit Log 3 補正	折れ線近似
フェノバルビタール	Logit Log 2 補正	
フェニトイン		
バルプロ酸		
カルバマゼピン		
アルベカシン		
テオフィリン		


※この変更に伴う受託要領の変更はございません。

相関(自社検討資料)


●ジゴキシシン




●フェノバルビタール




●フェニトイン




●バルプロ酸



●カルバマゼピン



●アルベカシン



●テオフィリン

