

依頼コード新設のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、依頼コードの新設を行いますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● 抗MDA5抗体

(依頼コード No.13267)

受託開始日 2019年1月5日(土) 受付分より

● 高値検体の希釈測定に対応する依頼コードを新設いたします。

抗MDA5抗体は、筋症状の無いあるいは弱い皮膚筋炎(CADM)の患者において疾患活動性、治療効果判定など、モニタリングに有用とされています。しかし、現在の測定試薬の設定では、Index 150以上の抗体価の場合、測定範囲外であったため、高値検体ではモニタリングすることが出来ませんでした。この度、測定試薬の添付文書がIndex 100以上の高値の検体について希釈測定をする内容に改訂されました。

これに伴い、高値検体(Index 100以上)について希釈測定・報告に対応する依頼コードを新設いたします。

- 当該検査の受託開始に伴い、現行の抗MDA5抗体(依頼コードNo.01152)は2019年3月30日(土) 受付分をもちまして検査受託を中止させていただきます。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book

Google play

Available on the
App Store




電子カルテはビー・エム・エル

クオリス
Qualis
Medical Station

受託要領

	新	ご参考：現行の内容
依頼（報告）コードNo.	13267（親） （子）22478 判定 （子）22479 インデックス値	01152（親） （子）03581 判定 （子）03582 インデックス値
検査項目名	抗MDA5抗体	同左
統一コード	5G122-0000-023-023	同左
検体必要量	血清 0.2mL	同左
容器	B-1→S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	2～5	同左
検査方法	EIA法	同左
基準値	判定 : (-) インデックス値 : 32未満	同左
単位	なし	同左
報告範囲	判定 : (-)、(+) インデックス値 : 4未満～7500以上	判定 : 同左 インデックス値 : 5未満～150以上
報告桁数	整数	同左
検査実施料/判断料	270点/144点(免疫学的検査)	同左

- 現行コードとは報告下限・上限ともに異なりますのでご注意ください。
- 現行コード(01152)におけるIndex 100以上の数値は、新規コード(13267)の希釈測定値と大きく乖離する可能性がありますのでご注意ください。



新項目におけるIndex 100以上は希釈測定値です。
(試薬製造販売元の資料より)

【検査方法の参考文献】

Gono T. et al.: Improved quantification of a commercial enzyme-linked immunosorbent assay kit for measuring anti-MDA5 antibody. Modern Rheumatology, 2018 Apr 9: 1-6.

DOI: 10.1080/14397595.2018.1452179.