

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、スチレン代謝物の同時測定が可能な分析機器への更新のため、検査方法を変更させていただきます。
なお、この変更に伴う、その他の受託要領の変更はございません。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。
謹白



項目名

総合検査案内 2020:24ページ掲載

● マンデル酸(エチルベンゼンの代謝物として) (依頼コードNo.01774)

変更日 2020年7月1日(水)受付分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1
☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store




電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	新	従来
依頼コード No.	01774	同左
検査項目名	マンデル酸 (エチルベンゼンの代謝物として)	同左
統一コード	3K041-0000-001-205	3K041-0000-001-204
検体必要量	尿 1.0mL	同左
容器	U-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	4~7	同左
検査方法	LC-MS法	HPLC法
基準値	なし	同左
単位	g/L	同左
報告範囲	0.01以下~最終値	同左
報告桁数	小数第2位	同左
検査実施料/判断料	未収載	同左
備考	連続した作業日の最初の日を除いた作業終了時に採取してください。 ただし、作業終了2時間前に一度排尿してください。	同左

相関図



自社検討資料