

CAPアレルギー検査チャート改訂のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、CAPアレルギー検査チャートにつきまして、先生方のご要望・ご意見を反映させていただき、次のように改訂いたしますのでご案内申し上げます。

何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白



CAPアレルギー検査チャートの主な改訂ポイント

● アレルギー検査チャート

- Ara h 2(ピーナッツ由来アレルギーコンポーネント)の検査結果を表示いたします。
検査結果の右側には「判定」を表示します。
- Ara h 2の判定基準は別表にして記載いたします。
- 検査したアレルギーの掲載順を、アレルギーの種類別にまとめるように変更します。
(アレルギーコンポーネントは、その由来する項目とそろえて報告します。)

変更日 2022年10月4日(火) 報告分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book

Google play

Available on the
App Store

電子カルテはビー・エム・エル



アレルギー検査チャートの変更箇所

- ① Ara h 2の測定結果を表示。
- ② 検査結果の右側(クラス欄)に判定を表示。(例)「判定(+)」
- ③ アレルゲン名の掲載順を関連項目がセットで表示されるよう修正。
- ④ Ara h 2の判定基準を特異的IgE(CAPシングルアレルゲン)の右側に追記。

【新アレルギー検査チャート見本】

0383500 **アレルギー検査チャート** 000-00
あい※

見本病院
受付№ 060-1756 担当 TANTOU1 先生 カルテ№ KARTENO 様
採取日 22年 9月 3日 科 氏名 ミホン タロウ 様
受付日 22年 9月 5日 病棟 年齢 17歳 性別 男性
報告日 22年 9月 8日

アトピー鑑別試験(ファディアートープ)

非特異的Ig-E IU/mL 100 170 300 400 500 1000 10000

アレルゲン名	測定結果		クラス						
	U _A /mL	クラス	0	1	2	3	4	5	6
くるみ	56.60*	5							
Jug r 1	44.30*	4							
ピーナッツ	33.60*	4							
Ara h 2	23.51*		判定 (+)						
カシューナッツ	6.38*	3							
Ana o 3	20.60*	4							
大豆	3.33*	2							
Gly m 4	43.70*	4							

③

①

②

0383500 **アレルギー検査チャート** 000-00
あい※

見本病院
受付№ 060-1756 担当 TANTOU1 先生 カルテ№ KARTENO 様
採取日 22年 9月 3日 科 氏名 ミホン タロウ 様
受付日 22年 9月 5日 病棟 年齢 17歳 性別 男性
報告日 22年 9月 8日

アトピー鑑別試験(ファディアートープ)

非特異的Ig-E IU/mL 100 170 300 400 500 1000 10000

アレルゲン名	測定結果		クラス						
	U _A /mL	クラス	0	1	2	3	4	5	6
くるみ	56.60*	5							
Jug r 1	44.30*	4							
ピーナッツ	33.60*	4							
Ara h 2	23.51*		判定 (+)						
カシューナッツ	6.38*	3							
Ana o 3	20.60*	4							
大豆	3.33*	2							
Gly m 4	43.70*	4							

関連するアレルギー

判定	陰性	疑陽性	陽性
特異的 IgE (CAPシングルアレルゲン)	クラス 0	1 2 3 4 5 6	判定値 (-) (±) (+)
Ara h 2	0.34 以下	0.35 ~ 0.69	0.70 ~ 3.49 17.49 ~ 49.99 50.00 ~ 99.99 100 以上

④

判定	陰性	疑陽性	陽性
特異的 IgE (CAPシングルアレルゲン)	クラス 0	1 2 3 4 5 6	判定値 (-) (±) (+)
Ara h 2	0.34 以下	0.35 ~ 0.69	0.70 ~ 3.49 17.49 ~ 49.99 50.00 ~ 99.99 100 以上