



## 測定機器及び試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、HPV簡易遺伝子型で使用している測定機器の更新に伴い、測定試薬も機器対応試薬に変更させていただきます。

また、この変更に伴う検査方法など受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



### 項目名

総合検査案内 2023 : 107ページ掲載

- HPV簡易遺伝子型 (HPV簡易ジェノタイプ) (依頼コード No.12194)
- HPV細胞診追加/簡易ジェノタイプ (依頼コード No.77195)
- HPV細胞診同時/簡易ジェノタイプ (依頼コード No.77196)

変更日 2023年8月1日(火) ご依頼分より

### 判定一致率表

16型判定		従来		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	22	0	22
	検出せず	0	120	120
	合計	22	120	142

陽性一致率 : 100.0%  
陰性一致率 : 100.0%  
判定一致率 : 100.0%

18型判定		従来		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	19	0	19
	検出せず	0	123	123
	合計	19	123	142

陽性一致率 : 100.0%  
陰性一致率 : 100.0%  
判定一致率 : 100.0%

その他高リスク判定		従来		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	36	5	41
	検出せず	1	100	101
	合計	37	105	142

陽性一致率 : 97.3%  
陰性一致率 : 95.2%  
判定一致率 : 95.8%

(自社検討資料)

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用  
アプリ B-Book



Google play

Available on the  
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

