

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、従来試薬の販売中止のため、別メーカーの測定試薬に変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、依頼コードNo、統一コード、検査方法を変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2024 : 170 ページ掲載

● UGT1A1*28*6 2項目セット (依頼コードNo.01844 → 13750)

変更日 2025年5月12日(月) ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	新	従来
依頼コードNo.	13750	01844
検査項目名	UGT1A1*28*6	同左
統一コード	8C933-9956-019-851	8C933-9956-019-951
検体必要量	血液 2.0mL	同左
容器	B-30(遺伝子解析用)	同左
検体の保存方法	冷蔵(開封厳禁)	同左
所要日数	3~7	同左
検査方法	PCR法	Invader法
基準値	なし	同左
単位	なし	同左
報告範囲	別紙報告	同左
検査実施料 / 判断料	2004点/100点 (遺伝子関連・染色体検査)	同左
備考	ファーマコゲノミクス(PGx)検査のご依頼については、「遺伝学的検査(倫理指針項目)のご依頼」(総合検査案内の手引き-12)をご参照ください。 匿名化での依頼をご希望の際は匿名化依頼書をご使用ください。	同左

判定一致率表

UGT1A1*28		従来法(Invader法)				合計
		-/-	-/*28	*28/*28	判定不能	
新法 (PCR法)	-/-	48	0	0	11	59
	-/*28	0	34	0	0	34
	*28/*28	0	0	17	0	17
	判定不能	0	0	0	0	0
合計		48	34	17	11	110

UGT1A1*6		従来法(Invader法)				合計
		-/-	-/*6	*6/*6	判定不能	
新法 (PCR法)	-/-	53	0	0	0	53
	-/*6	0	38	0	1	39
	*6/*6	0	0	18	0	18
	判定不能	0	0	0	0	0
合計		53	38	18	1	110

自社検討資料

判定一致率:100.0% ※従来法での判定不能は判定一致率の算出から除外しております。

【検査方法の参考文献】

恒富亮一: 山口医学 69, 161-168, 2020.