

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして使用試薬の販売中止のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2024 : 128 ページ

- 尿中FDP(線維素分解産物)
(尿中フィブリン・フィブリノゲン分解産物)

(依頼コードNo.00150)

最終受託日 2025年4月30日(水) ご依頼分まで

●代替項目

依頼コードNo.14199 : FDP定量-尿

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領(ご参考)

	代替項目	受託中止項目
依頼コードNo.	14199	00150
検査項目名	FDP定量-尿	FDP-尿
統一コード	2B120-0000-001-062	同左
検体必要量	尿(遠心後上清) 0.5mL	尿 1.0mL(蓄尿不可)
容器	FDP定量-尿用専用容器 → S-1	B-12(尿中FDP検査用)
検体の保存方法	凍結	冷蔵
所要日数	4~8	2~4
検査方法	LPIA法	ラテックス凝集法
基準値	100以下	0.1以下
単位	ng/mL	μg/mL
報告範囲	50以下~99900000	0.1~最終値
報告桁数	整数	小数第1位
検査場所	株式会社エスアールエル	株式会社ビー・エム・エル
検査実施料/判断料	72点/34点(尿・糞便等検査)	同左
備考	新鮮尿2.0mLをFDP定量-尿用専用容器に注入し、よく混和後3000rpm 5~10分間遠心分離してください。遠心後の上清0.5mLをS-1容器に分注し、ご提出ください。上清(尿)は必ず凍結保存してください。	専用容器(B-12)に新鮮尿1.0mL採取し、容器のままご提出ください。

【FDP定量-尿用専用容器(代替項目)】



【検査方法の参考文献(代替項目)】

堀内伸純, 他: 臨床検査機器・試薬 14, 267~270, 1991.