

測定試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、測定試薬の見直しを行い、従来試薬と同等の性能を有する別メーカーの試薬に変更させていただきます。

なお、この変更に伴う検査方法など受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2025 : 85,147,152 ページ掲載

● C.ディフィシル抗原毒素検査

(依頼コード No.86194)

変更日 2025年10月1日(水) ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	新	従来
検査項目名 及び 依頼（報告） コード No.	86194（親）C. ディフィシル抗原毒素 (子) 86195 CD 抗原 (子) 86196 CD トキシン	同左
統一コード	5E110-0000-015-190	同左
検体必要量	糞便 1g	同左
容器	F-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	2～5	同左
検査方法	免疫クロマト法	同左
基準値	(－)	同左
単位	なし	同左
報告範囲 (報告形式)	(－)、(＋)、判定保留、判定不能	同左
検査実施料/判断料	80点/144点(免疫学的検査)	同左

判定一致率表

		従来				
		抗原（＋） トキシン(＋)	抗原（＋） トキシン(－)	抗原（－） トキシン(－)	判定保留	合計
新	抗原（＋） トキシン(＋)	34	0	0	0	34
	抗原（＋） トキシン(－)	0	75	0	0	75
	抗原（－） トキシン(－)	0	0	71	0	71
	判定保留	0	0	0	0	0
	合計	34	75	71	0	180

陽性一致率:100%
陰性一致率:100%
判定一致率:100%
(自社検討資料)