

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、血糖検査及びHbA1c検査で使用しております血糖・ヘモグロビンA1c検査用容器（弊社容器記号:B-9）について、供給の安定を図るため、同等性能を有する容器へ変更させていただきます。

なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



● 対象容器

● 血糖・ヘモグロビンA1c検査用

(容器記号 : B-9)

変更日 2025年10月より順次変更

●従来容器も引き続き使用できます。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book

Google play

Available on the
App Store

電子カルテはビー・エム・エル



●B-9容器

	新	従来
容器記号	B-9	同左
容器名	血糖・ヘモグロビンA1c検査用 (真空採血管)	同左
採取量又は容量	真空採血量 2mL	同左
容器の貯蔵方法	室温	同左
有効期限	製造後2年	製造後1年6か月
内容	フッ化Na ヘパリンNa EDTA2Na	フッ化Na ヘパリンNa
販売元	テルモ株式会社	ニプロ株式会社
容器画像		
備考	採取後ゆっくり転倒混和	同左