

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、サイトメガロウイルス核酸定量検査について、採血量低減のため、同等の性能を有する容器へ変更させていただきます。

なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



● 対象項目

総合検査案内 2025 : 106 ページ掲載

● サイトメガロウイルス核酸定量

(依頼コード No.14115)

変更日 2025年10月より順次変更

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



● サイトメガロウイルス核酸定量検査

	新	従来
容 器 記 号	B-36(新設)	B-26
容 器 名	ウイルス核酸検査用(血漿)	ウイルス遺伝子検査用(血漿)
採取量又は容量	真空採血量 5mL	真空採血量 8mL
容器の貯蔵方法	室温	同左
有 効 期 限	製造後1年	同左
内 容	EDTA2K・血漿分離剤	同左
販 売 元	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	積水化学工業株式会社
容 器 画 像		
主な適用検査項目	サイトメガロウイルス核酸定量	サイトメガロウイルス核酸定量 HIV-1核酸定量