

容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、「分離用管(血清・血漿用)(弊社容器記号:S-1)」および「尿用管(弊社容器記号:U-1)」につきまして、供給の安定を図るため、同一メーカーの別容器に変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



● 対象容器

● 分離用管(血清・血漿用)

(容器記号:S-1)

● 尿用管

(容器記号:U-1)

変更日 2025年11月より順次変更

●従来容器は販売終了となりますが、お手元にある在庫分は引き続きご使用可能です。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所:〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



●S-1容器、U-1容器

	新		従来
容 器 記 号	S-1	U-1	同左
容 器 名	分離用管 (血清・血漿用)	尿用管	同左
採取量又は容量	容器容量 10mL		同左
容器の貯蔵方法	室温		同左
内 容	無滅菌		同左
製 造 販 売 元	大扇産業株式会社		同左
容 器 画 像			
材 質	ポリプロピレン		SBC樹脂 (スチレン ブタジエン コポリマー樹脂)
備 考	・容器サイズ、形状の変更はございません。 ・材質変更に伴い、新容器の見た目が若干白くなります。 ・蓋については、従来のものを引き続きご使用ください。		

注意事項

検体は多くとも容器の8～9分目までを目安として入れてください。9分目を超えて入れると、検体の種類や保存条件によっては、輸送中や保存中に蓋が浮き上がり、検体が漏れる恐れがありますのでご注意ください。