

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● HPV簡易遺伝子型(6遺伝子型、3グループ判別) (依頼コード No.14271)

受託開始日 2026年3月16日(月) ご依頼分より

ヒトパピローマウイルス(HPV)スクリーニング検査は、子宮頸がんの発症に深く関与する高リスク型HPV感染の有無を確認することにより、子宮頸がんの予防及び早期発見に用いられる検査です。

本検査は、子宮頸管部細胞中の高リスク型HPV14種類(遺伝子型)を対象とし、6つの遺伝子型(16型、18型、31型、45型、51型、52型)及び3つのグループ(33型/58型、35型/39型/68型、56型/59型/66型)として判別いたします。

高リスク型HPV感染の診断及びリスク評価の補助として有用であり、子宮頸がん検診の質の向上に貢献します。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

検 査 項 目 名 及 び 依 頼 (報 告) コ ー ド No.	14271 (親)HPV簡易遺伝子型9種
	(子)23699 HPV判定
	(子)23700 16型判定
	(子)23701 18型判定
	(子)23702 31型判定
	(子)23703 45型判定
	(子)23704 51型判定
	(子)23705 52型判定
	(子)23706 33/58型判定
	(子)23707 35/39/68型判定
	(子)23708 56/59/66型判定
統 一 コ ー ド	5F101-1440-085-862
検 体 必 要 量	患部擦過物
容 器	ThinPrep 又は SurePath
検体の保存方法	室温
所 要 日 数	3～5
検 査 方 法	リアルタイムPCR法
基 準 値	検出せず
報 告 範 囲 (報 告 形 式)	検出せず、陽性、判定不能
報 告 桁 数	なし
検査実施料/判断料	347点/150点(微生物学的検査)
	厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-US(意義不明異形扁平上皮)と判定された患者又は過去に子宮頸部円錐切除もしくはレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、過去に子宮頸部円錐切除もしくはレーザー照射治療を行った患者については細胞診と同時に実施した場合も算定できる。 HPV核酸検出とHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を同時に実施した場合は主たるもの1つのみ算定する。
備 考	高リスク型HPV14種を検出対象とします。その中の6種類は各遺伝子型(16型、18型、31型、45型、51型、52型)について型別判定を行います。 残りの8種類は33/58、35/39/68、56/59/66の3グループに分けて、グループ毎に報告しますが、グループ内の型別判定はできません。