

検査試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社にて受託しております「胃癌HER2/IHC検査」につきまして、試薬製造販売元より検査試薬を一時供給停止する旨の連絡がございました。これに伴い、検査試薬を変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2026 : 177 ページ掲載

- | | |
|-----------------|------------------|
| ● 胃癌HER2/IHC 1枚 | (依頼コード No.02645) |
| ● 胃癌HER2/IHC 2枚 | (依頼コード No.02646) |
| ● 胃癌HER2/IHC 3枚 | (依頼コード No.02647) |

変更日 2026年9月7日(月) ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	新	従来
依頼（報告） コード No.	02645(1枚)、02646(2枚)、02647(3枚)	同左
検査項目名	胃癌 HER2/IHC	同左
検体必要量	・未染スライド標本4枚(切片は4μm) ・パラフィン包埋ブロック ・10%ホルマリン固定組織	・未染スライド標本3枚(切片は4μm) ・パラフィン包埋ブロック ・10%ホルマリン固定組織
検体の保存方法	室温	同左
所要日数	7～10	同左
検査方法	免疫組織化学染色(IHC法)	同左
報告形式	0、1+、2+、3+	同左
保険点数	690点	同左
備考	【提出時の注意事項】 ・材料固定時間:採取後速やかに10%中性緩衝ホルマリンで6～72時間の固定が推奨されています。 ・脱灰やホルマリン以外の固定液を使用して処理された材料は推奨されていません。 ・病理診断名、病理所見は本検査判定時の必須事項のため検査依頼書に記入が必要です。 (病理報告書コピーを添付の場合、依頼書所見欄の記入は不要です。) ・未染標本の場合 破損防止可能なケース (コーティングスライド(4μmで薄切)でなるべく短時間内に作製した標本) ・パラフィンブロックの場合 組織面を保護可能な容器(冷暗所保管) ・ホルマリン固定組織の場合 PA(病理組織専用容器)使用	・固定法:10%中性緩衝ホルマリン固定液で固定することをお勧めします。 固定時間は6～72時間 ・未染標本の場合 破損防止可能なケース (コーティングスライド(4μmで薄切)でなるべく短時間内に作製した標本) ・パラフィンブロックの場合 組織面を保護可能な容器(冷暗所保管) ・ホルマリン固定組織の場合 PA(病理組織専用容器)使用 ・依頼書には材料のチェックと、採取日時、臨床診断・臨床所見を必ず記入をお願いします。