

髄液中181位リン酸化タウ蛋白/アミロイド β 1-42比 検体採取時間に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、標題項目につきまして、測定試薬の添付文書が改訂され、検体採取時間に関する内容が追記されましたのでご案内いたします。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2026 : 54 ページ掲載

- 髄液中181位リン酸化タウ蛋白/アミロイド β 1-42比 (依頼コード No.14233)
(pTau181/A β 1-42比)

測定試薬添付文書の改訂内容

「pTau/A β 42比のカットオフ値は午前採取の検体を基に設定されているため、午前中に検体採取を実施してください。」との内容が2026年9月付で追記されました。

本検査の検体採取については午前中に採取していただき、ご提出くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

