

## 保存不適検体の年内最終受付日

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今年も余すところわずかとなりましたので、誠に勝手とは存じますが、検体の性質により保存が不適当な項目につきましては、下記年内最終受付日(12月)をもって受付締切とさせていただきます。ご案内申し上げます。何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹白



最終受付日	検査項目	最終受付日	検査項目
12/13(月)	リンパ球LDLレセプター活性(LDL-R)	12/28(火)	BCR/ABL変異解析
12/17(金)	リンパ球混合培養(MLC)		Major bcr/abl mRNA高感度
12/21(火)	薬剤リンパ球刺激試験(DLST)		NK活性
12/22(水)	血液幹細胞定量(凍結)		白血病関連遺伝子検査 (AML1/MTG8定量・CBFβ/MYH11定量・E2A/PBX1定量・Major bcr/abl定量・minor bcr/abl定量・micro bcr/abl定量・MLL/AF1q定量・MLL/AF4定量・MLL/AF6定量・MLL/AF9定量・MLL/ENL定量・PML/RARα定量・TEL/AML1定量・WT1mRNA定量)
12/24(金)	染色体検査 先天性疾患 (C-分染法・G-分染法・Q-分染法・R-分染法・高精度分染法・SKY法)		白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング
	染色体検査 先天性疾患 FISH法		MRSA(環境)
	染色体検査 血液疾患(G-分染法・Q-分染法・SKY法)		レジオネラ菌(環境)
	IFN-γ産生能		環境検査スクリーニング(一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)
	IL-2産生能		無菌試験/無菌試験(水)
	T細胞キメリズム解析-異性間(T細胞分離CD3・CD19)		落下細菌
12/27(月)	T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3・CD19)	サイトメガロウイルス抗原(C10,C11)・(C7-HRP)	
	血小板表面IgG(PA-IgG)(血小板関連IgG)	HIVジェノタイプ薬剤耐性検査	
	先天異常症解析/GDアレイ	miniQ(出血性膀胱炎・肺炎-V3・肺炎-細菌3)	
	リンパ球幼若化・PHA(微量全血培養法)	感染症関連遺伝子定量検査(geniQ、-LQ、-SL、-WI)	
	リンパ球幼若化(分離培養法)(Con-A・PHA・PWM)	(BKV・EBV・HHV6・HHV7・HHV8・JCV・アデノ(ADV)・サイトメガロ(CMV)・水痘・带状疱疹(VZV)・単純ヘルペス(HSV)・アスペルギルス・ニューモシスティスカリニ(P.イロベチ)・カンジダ)	
	リンパ球クロスマッチ		
	7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット)		
	CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット		
	マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット)		
	染色体検査 血液疾患 FISH法		
B細胞表面免疫グロブリン(B細胞サブタイプ)			
Single-color解析による細胞表面マーカー検査			
Two-color解析による細胞表面マーカー検査			
T細胞・B細胞百分率			
顆粒球スクリーニング検査			
血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量)			
赤血球表面マーカー検査(CD59×CD55)			
末梢血好中球bcr/abl(好中球におけるt(9;22)転座)			

\*その他原則として、全血材料検体が対象となります。