

研究検査

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白



項目名

HLA - DQA1 遺伝子型

(依頼コード No. 3435)

受託開始日 2011年10月3日(月) 受付分より

HLA クラス 抗原の DNA タイピングとして、既存の DRB1、DPB1、DQB1 に加え、新たに DQA1 検査の受託を開始いたします。

HLA の DNA タイピングは移植や輸血の適否を判定する目的だけでなく、疾患感受性遺伝子の研究としても広く行われています。これまでに日本人で、特定の HLA タイプと易罹患性との関係が報告されている主な疾患として、強直性脊椎炎、ベーチェット病、尋常性乾癬、ナルコレプシー、関節リウマチなどが挙げられます。特に、DQA1 は1型糖尿病(IDDM)との関連が多く報告されています。

受託要領

依頼コード No.	3435
統一コード	5K129-0000-019-899
検体必要量	血液 5.0m
検体の保存方法	冷蔵
採取容器	B-19
測定方法	PCR・rSSO法 および PCR・SSP法
単位	なし
報告日数	5～9日
検査実施料/判断料	未収載

【測定方法の参考文献】 丸屋悦子：Cytometry Research, 17(1): 7-14, 2007.
成瀬妙子：臨床病理レビュー, 特集 122: 157-166, 2002.

株式会社

ビー・エム・エル

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station