

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

下記項目の検査試薬につきまして、試薬販売元から、従来試薬の販売中止の連絡があり、従来試薬と同一販売元の試薬を検討させていただきました。

弊社では下記日程で検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



項目名

● レニン活性(PRA)

(依頼コード No.2401→1151)

変更日 2016年2月1日(月)受付分より

この変更に伴い、依頼コードNo.、検体必要量、検査方法、基準値、報告範囲を変更させていただきます。

- 従来コード(依頼コードNo.2401)につきましては、1月30日(土)受付分までで受託を中止させていただきますので、依頼コードNo.の切り替えをお願い申し上げます。
- PAC/PRA (アルドステロン・レニン活性比)のご依頼コードNo.も変更になります。
PAC/PRA (アルドステロン・レニン活性比) (依頼コードNo.3536→1153)

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book

Google play

Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル


Qualis
Medical Station

受託要領


	新	従来
依頼コードNo.	1151	2401
検査項目名	レニン活性	同左
統一コード	4Z010-0000-022-023	4Z010-0000-022-005
検体必要量	血漿 0.7mL	血漿 1.3mL
容器	B-7→S-1	同左
検体の保存方法	凍結	同左
所要日数	2~3	同左
検査方法	EIA法	RIA・固相法
基準値	座位 0.2~3.9	臥位 0.1~2.0 立位 0.3~4.0
報告単位	ng/mL/hr	同左
報告範囲	0.2未満~450.0以上	0.1未満~最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	105点/144点(生化学的検査(Ⅱ))	同左

新試薬と従来試薬の相関

〈全体〉



〈低値域 0.1~8.0 ng/mL/hr〉



自社検討資料

本検査の負荷コードは下記を参照してください。

負荷コード								
前	15分	30分	60分	90分	120分	150分	180分	後
3477	3478	3479	3488	3489	3495	3496	3497	3533