

研究検査

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● 抗MDA5抗体

(依頼コードNo.1152)

受託開始日 2016年1月5日(火) 受付分より

多発性筋炎・皮膚筋炎 (Polymyositis/Dermatomyositis;PM/DM) は、自己免疫などに起因するびまん性炎症性筋疾患であり、ヘリオトロープ疹やゴットロン徴候・丘疹などの特徴的な紅斑や皮疹を呈するものがDMとされます。DMの中で臨床的な筋症状がない症例は、無筋症性皮膚筋炎 (Clinically Amyopathic DM : CADM) と呼ばれています。

抗MDA5抗体 (MDA5 : Melanoma Differentiation Associated Gene 5) は、DMにおいて特異的に出現する自己抗体であり、成人DMでの出現頻度は10～25%で、他の膠原病ではほとんど検出されません。抗MDA5抗体陽性DMの臨床的特徴としては、CADM例が多く、逆ゴットロン徴候、皮膚潰瘍を高頻度に認め、合併症のうち最も予後不良な急速進行性間質性肺炎を高率に併発します。

抗MDA5抗体は、DMの診断補助、とくにCADMに合併する急速進行性間質性肺炎の早期診断補助および発症の血清学的予測マーカーとして有用です。

受託要領

依頼(報告)コードNo.	1152(親) 抗MDA5抗体 (子) 3581 判定 (子) 3582 インデックス値
統一コード	5G122-0000-023-023
検体必要量	血清 0.2mL
容器	B-1→S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	2～5
検査方法	EIA法
基準値	判定:(-) インデックス値:32未満
単位	なし
報告範囲	判定:(-),(+) インデックス値:5未満～150以上
報告桁数	整数
検査実施料/判断料	未収載

株式会社 ビー・エム・エル

本社:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所:〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



電子カルテはビー・エム・エル



Qualis
Medical Station