

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検体の保存条件を見直しました結果、「凍結」から「冷蔵」へ変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

検査内容の変更

依頼コードNo.	検査項目名	総合検査案内 2020年版 掲載ページ
04267	ホモシステイン	3
00074	尿中ポルフォビリノゲン定量	9
00573	ビタミンA	15
03775	ビタミンB ₆	15
00694	ビタミンE分画(トコフェロール同族体分画)	16
00160	特定薬剤スクリーニング検査(覚醒剤)	35
03157	アディポネクチン	46
53475	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植前	236
54652	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植後 CH18	236
53266	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植後 CH20	236
53268	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植後 CH22	236

変更日 2021年4月1日(木)ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station

保存条件変更について

冷蔵での保存安定性(1週間)が確認できましたので、下記項目の保存条件を変更させていただきます。
 なお、この変更に伴うその他の受託要領の変更はございません。

依頼コードNo.	検査項目名	材料	新	従来
04267	ホモシステイン	血漿	冷蔵	凍結
00074	尿中ポルフィビリノゲン定量	尿(蓄尿)	冷蔵 遮光	凍結 遮光
00573	ビタミンA	血清	冷蔵 遮光	凍結 遮光
03775	ビタミンB ₆	血清	冷蔵 遮光	絶対凍結 遮光
00694	ビタミンE分画(トコフェロール同族体分画)	血清	冷蔵 遮光	凍結 遮光
00160	特定薬剤スクリーニング検査(覚醒剤)	尿	冷蔵	凍結
03157	アディポネクチン	血清	冷蔵	凍結
53475	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植前	受給者 供給者 血液	冷蔵	冷蔵 又は 凍結
54652	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植後 CH18	受給者のみ 血液又は 骨髄液	冷蔵	冷蔵 又は 凍結
53266	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植後 CH20			
53268	キメリズム解析(STR-PCR法) 移植後 CH22			