

## 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして測定機器の老朽化のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  
謹白



### 項目名

総合検査案内 2024:60 ページ

### ● 免疫電気泳動(IEP)抗ヒト全血清使用

(依頼コード No.00771)

最終受託日 2025年3月31日(月) まで

● 代替項目はございません。

### ● 関連項目

依頼コードNo.11614:免疫電気泳動(免疫固定法によるM蛋白同定)(IFE法)

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所:〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用  
アプリ B-Book

Google play

Available on the  
App Store

電子カルテはビー・エム・エル



## 受託要領(ご参考)

	関連項目	受託中止項目
依頼コードNo.	11614	00771
検査項目名	免疫電気泳動/IFE	免疫電気泳動-抗ヒト血清
統一コード	5A136-0000-023-086	5A135-0000-023-081
検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.3mL
容器	B-1 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3~6	5~9
検査方法	免疫固定電気泳動法(IFE法)	寒天ゲル免疫電気泳動法(IEP法)
基準値	なし	同左
単位	なし	同左
報告範囲 (報告形式)	検出せず、別紙報告	別紙報告
報告桁数	なし	同左
検査実施料/判断料	218点/144点(免疫学的検査)	170点/144点(免疫学的検査)
備考	泳動像と(陽性時)M蛋白型を別紙にて ご報告いたします。	—