

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ムンプスウイルス抗体検査(CF法、HI法)につきまして検査項目統合のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



項目名

総合検査案内 2025 : 88,97 ページ掲載

● ムンプスウイルス抗体/CF法

血清 (依頼コード No.04908)

髄液 (依頼コード No.07522)

● ムンプスウイルス抗体/HI法

血清 (依頼コード No.04938)

髄液 (依頼コード No.07570)

最終受託日 2026年3月31日(火) ご依頼分まで

● 関連項目

依頼コードNo.05050 : ムンプスウイルスIgG抗体/EIA法-血清

依頼コードNo.07681 : ムンプスウイルスIgG抗体/EIA法-髄液

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領(ご参考)

	関連項目	受託中止項目	
検査項目名 及び 依頼(報告) コード No.	05050(親)ムンプス-IgG抗体 ----- (子)05343 IgG 判定 (子)05344 EIA価	04908 ムンプス/CF	04938 ムンプス/HI
統一コード	5F432-1431-023-023	5F432-1430-023-141	5F432-1430-023-111
検体必要量	血清 0.4mL	血清 0.3mL	血清 0.2mL
容器	B-1 → S-1	同左	
検体の保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	2～3	3～5	3～6
検査方法	EIA法	CF法	HI法
基準値	IgG 判定：(-) EIA価：2.0未満	4未満	
単位	なし	倍	
報告範囲 (報告形式)	IgG 判定：(-)、(+/-)、(+) EIA価：1.0未満～128.0以上	4未満～最終力価	
報告桁数	IgG 判定：なし EIA価：小数第1位	整数	
検査実施料/判断料	200点/144点(免疫学的検査)	79点/144点(免疫学的検査)	

	関連項目	受託中止項目	
検査項目名 及び 依頼(報告) コード No.	07681(親)ムンプス-IgG-髄液 ----- (子)07910 髄液IgG 判定 (子)07911 髄液 EIA価	07522 ムンプス/CF-髄液	07570 ムンプス/HI-髄液
統一コード	5F432-1431-041-023	5F432-1430-041-141	5F432-1430-041-111
検体必要量	髄液 0.7mL	髄液 0.5mL	髄液 0.4mL
容器	S-1	同左	
検体の保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	2～3	3～5	3～6
検査方法	EIA法	CF法	HI法
基準値	なし	1未満	
単位	なし	倍	
報告範囲 (報告形式)	髄液IgG 判定：(-)、(+/-)、(+) 髄液 EIA価：0.10未満～12.80以上	1未満～最終力価	
報告桁数	髄液IgG 判定：なし 髄液 EIA価：小数第2位	整数	
検査実施料/判断料	200点/144点(免疫学的検査)	79点/144点(免疫学的検査)	